



healthfactories
power therapy engineering



healthfactories

power therapy engineering

Manuale di Applicazione delle Terapie



omnitron PRO
High Energy Cell Treatment



Sommario

1. Caro utente OMNITRON	2
1.1 Istruzioni	2
2. Prima dell'uso	3
2.1 Norme di sicurezza	3
2.2 Controindicazioni	4
3. Localizzazione del dolore con OMNITRON	4
4. Raccomandazioni / Linee guida per l'uso	5
4.1 Aumento dell'intensità	5
4.2 Effetti collaterali e effetti indesiderati	5
4.3 Risoluzione dell'uso	5
4.4 Prevenzione	5
5. Posizionamento della bobina di trattamento	6
5.1 Immagini di esempio	6
6. Indicazioni	7



healthfactories
power therapy engineering

1. Caro utente OMNITRON

Questa guida per l'utente fornisce istruzioni per l'uso dell'OMNITRON nella pratica quotidiana.

Le raccomandazioni riportate nelle pagine seguenti si basano sia sugli studi scientifici sull'uso della stimolazione magnetica periferica ripetitiva (rPMS) con l'OMNITRON, sia su anni di esperienza quotidiana e su conoscenze generali basate sull'evidenza dell'intero campo del trattamento elettrico.

1.1 Istruzioni

- queste linee guida sono di natura consultiva e di conseguenza non sono linee guida rigorose.
- OMNITRON è usato da solo in molte aree
- La percezione personale dell'utente delle impostazioni dell'intensità e della rispettiva durata di utilizzo è sempre al centro dell'attenzione, anche se le impostazioni sono contrarie alle linee guida, poiché ogni persona reagisce in modo diverso all'applicazione del dispositivo a seconda delle sue condizioni, della sua storia e della sua costituzione individuale.
- Osservare tutte le istruzioni tecniche quando si utilizza OMNITRON!



2. Prima dell'uso

2.1 Norme di sicurezza

Assicuratevi che l'utente mantenga almeno a 5 metri di distanza dal dispositivo OMNITRON.

- check and credit cards



- electronic car keys



- mobile phones



- jewelry / belt buckle



2.2 Controindicazioni

Verificare inoltre in anticipo che l'utente:

- non abbia un pacemaker o altri impianti elettromagnetici sensibili



- non abbia impianti metallici a forma di anello (terminanti)



- non sia incinta



3. Localizzazione del dolore con OMNITRON

Con il dolore OMNITRON e l'infiammazione possono essere localizzati che sono rilevabili in una fase molto precoce. Si prega di essere consapevole del fatto che questa "scansione" con l'Omnitron non è diagnostico. E l'utente deve mettersi a proprio agio nella stanza e se possibile dovrebbe chiudere gli occhi per mettere a fuoco le percezioni. Impostare l'intensità Omnitron al 100% e spostare la batteria di trattamento adiacente al corpo sopra le seguenti parti del corpo: collo, spalle, scapole, midollo spinale, sciatica, articolazioni dell'anca e mascella.

Attraverso una sensazione pungente, o nevralgica l'utente può percepire infiammazione, degenerazione o lesioni e quindi localizzare il punto dolente.

Assicurarsi che il centro del cavo di trattamento definisca il punto più intenso. Quindi riposizionando il cavo è possibile determinare la posizione del punto di dolore.

N.B . Di norma, per l'utente, le estremità cioè braccia e gambe non hanno risposta al dolore. Quindi l'intensità al punto di dolore sarà impostata in modo tale che l'utente possa percepire il trattamento solo minimamente.

4. Consigli / Linee guida per l'uso

Il seguente elenco offre una panoramica generale sull'uso di OMNITRON. Le indicazioni sono elencate in ordine alfabetico e non per argomento. Posizionare il cavo di trattamento direttamente sull'area o sull'organo interessati. L'utente può tenere il cavo di trattamento durante l'uso. Ma dall'esperienza pratica consigliamo di utilizzare il carrello di trattamento OMNIDRIVE, poiché la bobina può essere posizionata sull'area da trattare con un braccio mobile collegato.

Per l'uso nell'area della testa (ad esempio l'artrite dell'ATM) utilizzare solo un massimo di intensità del 40%.

Le raccomandazioni sull'intensità e sulla frequenza del polso sono solo linee guida, ma ciò che è importante è la percezione soggettiva da parte dell'utente, il cui uso dovrebbe essere percepibile e confortevole. La durata delle informazioni sull'uso si riferisce a ciascun punto di utilizzo.

4.1 Aumento dell'intensità

Con un'applicazione successiva ricominciare con la stessa intensità di prima. Quindi provare ad aumentare l'intensità in modo che l'applicazione rimanga confortevole. Se non lo è, tienilo sull'impostazione precedente e prova nuovamente ad aumentare l'intensità con la prossima applicazione. L'obiettivo è raggiungere gradualmente il 100% di intensità, ma SENZA l'utente senta alcun dolore.

4.2 Effetti collaterali e effetti indesiderati

Fino ad oggi non sono noti effetti collaterali.

4.3 Risoluzione dell'uso

Nel raro caso in cui l'utente non risponda al trattamento rendendo inutile la continuazione, se l'utente percepisce l'applicazione come negativa o se è fermamente contraria ad essa, si dovrebbe usare un diverso metodo di trattamento.

4.4 Prevenzione

Si raccomanda di trattare preventivamente le lesioni o ferite vecchie e/o guarite.

5. Posizionamento del cavo di trattamento

Posizionare il cavo di trattamento direttamente sull'area o sull'organo da trattare. E l'utente può anche tenere il cavo durante il trattamento. In generale, la ghiandola del timo, il plesso solare e i piedi devono essere trattati per altri 5 minuti durante ogni ciclo di trattamento per stimolare il sistema immunitario e promuovere il rilassamento fisico.

5.1 Immagini di esempio





6. Indicazioni

Acne	30-40%	10 min	locale
Allergie	60-70%	15-20 min	fegato, reni, timo
Alzheimer's	50-70%	15-20 min	testa, colonna vertebrale cervicale
Infortuni all'anca	70-80%	15-20 min	locale
Artriti generiche	70-80%	15-20 min	locale
Borreliose	80-90%	15 min	colon
Foruncoli	60-70%	15-20 min	locale
Ustioni	80-90%	15 min	locale
Sindrome del tunnel carpale	60-70%	15 min	locale
Sindrome cervicale	60-80%	15 min	locale
Osteoartriti dell'anca	80-90%	15-20 min	locale
Cistiti	70-80%	15-20 min	sopra la vescica
Cataratte	30-40%	10 min	ad occhio
Rottura legamenti crociati	70-80%	15 min	locale
Cisti	80-90%	15 min	locale
Depressione mite /moderata	30-40%	15 min	fronte (max. 40%) collo
Polineuropatia diabetica	80-90%	15 min	Locale, colonna verticale
Edema	80-90%	15 min	locale
Fratture	70-90%	15-20 min	locale
Gastrite	90-100%	15 min	locale
Gotta	70-80%	15 min	locale
Spalla del golfista	70-80%	15-20 min	locale
Ernia al disco	60-70%	15-20 min	locale
Incontinenza	80-90%	15-20 min	quotidiano
Infiammazioni, eczema	70-80%	15-20 min	locale
Degenerazione maculare	30-40%	10 min	ad occhio
Sclerosi multipla	70-90%	15 min	colonna vertebrale, braccia, gambe
Nefrite	70-90%	15 min	locale
Osteoartrite del ginocchio	80-90%	20 min	locale
Malattia di Parkinson's	30-40%	40-50 min	midollo spinale, estremità
Guarigioni più rapide	80-90%	15 min	rottture, ferite,lesioni



Verruche plantari, verruche	80-90%	15 min	locale
Coliche renali, calcoli renali	50-60%	20 min	locale
Lesione della cuffia dei rotatori	80-90%	15 min	locale
Spasticismo	70-80%	15 min	locale
Tendinite	80-90%	15 min	locale
Tinnito	20-40%	15 min	ad orecchio
Infiammazione dentale (radice)	30-40%	15 min	locale
Incontinenza urinaria	60-80%	20 min	Appoggiarsi sul cavo
Guarigione delle ferite	50-70%	15 min	locale

Questa informazione è destinata a medici, altri professionisti del settore medico e per utenti esperti.

La guida per l'utente non sostituisce il manuale di istruzioni!



healthfactories
power therapy engineering



healthfactories
power therapy engineering



omnitron^{PRO}
High Energy Cell Treatment