



healthfactories
power therapy engineering



healthfactories

power therapy engineering

Report e Studi HECT



omnitron PRO
High Energy Cell Treatment



Sommario

1. Casi di studio e report HECT sul campo umano	3
1.1 HECT - Indicazioni	3
1.1.1 ORTOPEDIA	3
1.1.2 INFEZIONI	3
1.1.3 DERMATOLOGIA	3
1.1.4 UROLOGIA	3
1.1.5 NEUROLOGIA	3
1.1.6 Altri casi	3
1.2 Osservazioni Utenti.....	4
2. Casi studiati	5
2.1 Patologie muscoloscheletrico – Casi Studi	5
2.2 Malattie dell'occhio	13
2.3 Malattie infettive	15
2.4 Malattie multiple.....	17
3. HECT uso	25
3.1 Dr. med. Ingunde Bunke, Hanover	25
3.1.1 Applicazioni HECT negli occhi e nel viso	25
3.1.2 Applicazioni HECT nelle malattie cerebrali	26
3.1.3 Applicazioni HECT nelle malattie degli organi interni	26
3.1.4 Applicazioni HECT nelle malattie muscoloscheletriche	27
3.2 Trattamenti HECT nella paraplegia	28
3.3 Report pazienti	30

1. Casi di studio e report HECT sul campo umano

1.1 Grazie al suo metodo di funzione ed effetto, il trattamento terapeutico HECT è indicato per l'umano.

1.1.1 ORTOPEDIA

Artrosi, artrite, fratture, sindrome spalla-mano, malattie della colonna vertebrale cervicale, toracica e lombare, epicondilita, gotta, lombalgia, lividi, stiramenti, accelerazione della guarigione post-operatoria, ecc.

1.1.2 INFEZIONI

Bronchite, herpes, infezioni fungine, colite, sinusite, infezioni dentali, polineuropatie ecc..

1.1.3 DERMATOLOGIA

Acne, eczema, herpes zoster, verruche, psoriasi, ustioni di primo e terzo grado, ecc..

1.1.4 UROLOGIA

Ipertrofia della prostata, iperplasia della prostata, incontinenza, colica renale, ecc

1.1.5 NEUROLOGIA

SLA, ictus, spasticità, paralisi, sclerosi multipla, morbo di Parkinson, morbo di Alzheimer, dolore ai nervi ecc.

1.1.6 ALTRI CASI

Tutti i tipi e tutte le fonti di dolore, allergie, raffreddore da fieno, emicrania, sindrome da stanchezza cronica, sindrome da esaurimento cronico, depressione, infiammazione, malattie degli occhi, gastrite, raffreddore, morbo di Crohn, diverticolite, reflusso acido, osteoporosi, gozzo, ecc.

1.1.7 OSSERVAZIONI E TESTIMONIANZE DEI MEDICI

1.2 Osservazioni e testimonianze dei medici

"La terapia di induzione non invasiva è una grande opportunità per alleviare o curare in modo permanente molte malattie. I tumori possono essere ridotti di dimensioni e il danno ai nervi riparato. È un peccato che la maggior parte dei medici e dei pazienti non sappiano ancora nulla dell'esistenza o dell'efficacia di questo metodo ".

Dott. Med. Sven Harrendorf, Amburgo, Germania

"Il mio apparecchio OmniTron HECT è funzionante sin dal primo giorno, è divertente da lavorare, non solo allevia i sintomi, guarisce e alla massima velocità, OmniTron HECT riporta il piacere ad essere un medico".

Dr. med. Ingunde Bunke, Burgdorf near Hanover, Germany

"Non potrei immaginare di lavorare senza Omnitron HECT per molte diagnosi e terapie conseguenti. Degno di nota è il miglioramento davvero impressionante del benessere fisico e mentale generale dei pazienti che l'HECT reca ".

Dott. Med. Sigrid Flade, Monaco di Baviera, Germania

"L'HECT (High Energy Cell Treatment) è semplicemente la tecnologia più promettente in medicina. Il trattamento ha un fortissimo potere terapeutico. "

Primario Dr. Franz Antlinger, Schärding, Austria

"Da quando ho iniziato ad utilizzare la terapia ad induzione non invasiva nelle terapie, tutti gli altri apparecchi sono rimasti inutilizzati. Con questa terapia, ottengo una guarigione accelerata che prima non avevo mai ritenuto possibile ".

HP Doris Rittmeyer, Hannover, Germania

"La terapia ad induzione non invasiva apre una nuova dimensione nel trattamento terapeutico"

HP Jean Barkhofen, Essen, Deutschland

"Soprattutto ai problemi ossei alle spalle, con l'HECT si aprono nuove dimensioni. Non solo le terapie sono più veloci ed indolori ma anche l'intervento ad un paziente con spalla calcarea può essere evitato".

Dott. Med. Matthias Brenner, Wien, Österreich

"Ho raggiunto ottimi risultati con l'HECT nelle terapie, specialmente nel trattamento dell'artrite e delle malattie della colonna vertebrale."

Dr. med. Ralf Greese, Wittstock, Germania

"Nel frattempo l'uso di HECT nel mio lavoro ha portato questo tipo di terapia a diventare un programma standard. IL dispositivo Omnitron è indispensabile e rappresenta un trattamento integrativo importante ".

Dott. Med. Helmut Raabe, Mannheim, Germania

2. CASI STUDIATI

2.1 Disturbi muscoloscheletrici - Casi di studio

Paziente di sesso femminile, 51 anni, artrite acuta nella spalla sinistra, periartrite, humeroscapularis, ha sofferto di dolore indotto dal movimento acuto e intermittente. Il dolore divenne immediatamente meno acuto dopo il primo trattamento con HECT. Il paziente era permanentemente privo di sintomi dopo 6 trattamenti. (Rapporto: Dr. H. Kistenich, Marbella / Spagna).

Paziente di sesso maschile, 64 anni, dolore reumatico cronico a volte insopportabile in entrambe le mani, artrite gottosa per cinque anni. L'agopuntura, la magnetoterapia e le iniezioni hanno alleviato i sintomi per un breve periodo. Dopo i primi 2 trattamenti con HECT i sintomi sono stati aggravati in ciascun caso. Dopo ulteriori 6 trattamenti il paziente è stato completamente e definitivamente libero dai sintomi (Rapporto HP J. Barkhofen, Essen)

Paziente di sesso femminile, 69 anni, artrite alla base dell'alluce destro ed entrambe le caviglie. Le membra erano rosse, gonfie e doloranti. Dopo il 2° trattamento con HECT il gonfiore degli arti ridotto e il dolore alleviato. Dopo 4 trattamenti il paziente fu completamente e definitivamente libero dai sintomi. (Rapporto: HP J. Barkhofen, Essen)

Paziente di sesso maschile, 59 anni, periartrite, omero-scapolare della spalla destra, sindrome soprascapolare con dolore severo in qualsiasi momento della giornata. Dopo 4 trattamenti HECT della cintura della spalla destra il dolore è stato alleviato e dopo 16 trattamenti il paziente era completamente privo di sintomi. (Relazione: R. Habel, dottore in Naturopatia, Brunswick)

Paziente di sesso femminile, 38 anni, poliartrite alle mani e alle ginocchia, le dita gonfie. Dopo il primo trattamento con dolore HECT alle prime dita intensificato (effetto di deterioramento iniziale), dopo 5 trattamenti il gonfiore è diminuito e dopo 15 trattamenti il paziente è quasi privo di sintomi. Un trattamento simultaneo del plesso solare ha lasciato generalmente la sensazione del paziente più a suo agio nel suo benessere generale. (Rapporto: HP D. Lucht, Winnenden)

Paziente di sesso femminile, 48 anni, poliartrite cronica per un anno, dolore reumatico in entrambe le mani per diversi anni. Il trattamento con cortisone e refrigerazione ha alleviato temporaneamente il dolore del paziente. Dopo 3 trattamenti con HECT è apparso il primo miglioramento del dolore severo in entrambi i polsi, dopo 6 trattamenti i sintomi sono stati significativamente ridotti. (Rapporto: HP J. Barkhofen, Essen)

Paziente di sesso femminile, 53 anni, artrite della spalla destra e del pollice destro, soffriva di un dolore estremo che dipendeva dal carico in seguito a una doppia operazione per l'epicondilita. Chirurgia, fisioterapia, sedute di agopuntura, iniezioni e vari farmaci non hanno dato sollievo. Dopo il primo trattamento HECT il paziente è stato senza dolore per la prima volta dopo anni. Tutti i sintomi sono scomparsi completamente e definitivamente dopo 4 trattamenti HECT. (Rapporto: HP J. Barkhofen, Essen)



Paziente di sesso femminile, 64 anni, artrite alla caviglia sinistra, legamenti slogati nel piede sinistro, edema post-traumatico dopo un incidente, gonfiore significativo alla caviglia sinistra. Dopo il sesto trattamento HECT, la paziente ha notato un miglioramento dei suoi sintomi per la prima volta in tre mesi, dopo 10 trattamenti il gonfiore dell'articolazione della caviglia si è ridotto e vi è stata una significativa riduzione del dolore. (Rapporto: HP J. Barkhofen, Essen)

Paziente di sesso maschile, 56 anni, un atleta avido, coxartrosi su entrambi i lati. Quando il paziente è entrato nella pratica, non riusciva a muoversi. Dopo il primo trattamento con HECT il dolore scomparve (!) E dopo il sesto trattamento il paziente era permanentemente privo di sintomi. Anche ora dopo quasi 1 anno (il trattamento è stato eseguito nel 05/06) non è richiesto alcun ulteriore trattamento. (Relazione: R. Habel, dottore in Naturopatia, Brunswick)

Paziente di sesso maschile, 76 anni, coxartrosi da entrambi i lati da diversi anni. Vari metodi terapeutici precedentemente applicati non hanno aiutato il paziente. Quando il paziente per primo entrò nella pratica, una volta seduto non poteva tornare in piedi senza assistenza. Dopo il primo trattamento con HECT, potrebbe improvvisamente rimanere senza assistenza e camminare senza sforzo con la pratica. Il paziente ha annullato le successive terapie con HECT programmate per le due settimane successive perché non ha riscontrato alcun problema. Il paziente è tornato alla pratica per il trattamento dopo 14 giorni lamentando un lieve dolore. Dopo altre 4 sedute con l'HECT è stato definitivamente privo di dolore e da allora torna ogni trimestre per terapie preventive. Periodo di osservazione: 2 anni. (Rapporto: R. Habel, Dottore in Naturopatia, Brunswick)

Paziente di sesso maschile, 76 anni, gonartrosi. La paziente era stata molto attiva e appassionata escursionista e tennista, ma ha dovuto abbandonare entrambe le attività a causa dell'inizio del dolore. Dopo 6 trattamenti HECT, il paziente era completamente privo di sintomi e poteva riprendere le sue attività sportive. (Rapporto: HP D. Rittmeyer, Hannover)

Paziente di sesso femminile, 59 anni, gonartrosi del lato destro, entrambi i menischi danneggiati, sintomi persistenti per 3 anni. Le misure chiropratiche erano inefficaci. Dopo 4 trattamenti HECT il dolore era scomparso, dopo 12 trattamenti HECT il paziente era completamente privo di sintomi. Un'operazione pianificata potrebbe essere annullata. (Rapporto: HP D. Lucht, Winnenden)



Paziente di sesso maschile, 69 anni, gonartrosi nel ginocchio destro per sette anni. Il paziente ha avuto dolore sia a riposo che sotto stress. Né l'artroscopia né i trattamenti farmacologici hanno avuto successo. Dopo 4 trattamenti HECT era praticamente scomparsa. (Rapporto: Dr. R. Greese, Wittstock)

Paziente di sesso maschile, 84 anni, grave gonartrosi bilaterale che causa dolore permanente. Miglioramento dell'80% dopo 12 trattamenti HECT. Periodo di osservazione: 8 mesi. (Rapporto: Dr. H. Baltin, Aschau am Chiemsee)

Paziente di sesso maschile, 57 anni, artrosi dolorose traumatiche dell'articolazione temporo-mandibolare con dolore persistente e talvolta vertigini. Il paziente era completamente privo di sintomi dopo 3 trattamenti HECT. (Rapporto: Dr. H. Baltin, Aschau am Chiemsee)

Paziente di sesso femminile, 65 anni, omartrosi dolorosa con sviluppo di picco nella spalla destra del paziente, conflitto subacromiale durante l'adduzione. Dopo 6 trattamenti HECT il paziente era permanentemente privo di sintomi. (Rapporto: R. Habel, Dottore in Naturopatia, Brunswick)

Paziente di sesso maschile, 61 anni, pseudoartrosi, frattura tri-malleolare destra, dolore cronico alla caviglia sinistra con gonfiore persistente e limitazione del movimento. Chirurgia raccomandata Il dolore è stato ridotto dopo 8 trattamenti HECT, dopo 15 trattamenti il paziente ha sperimentato un sollievo prolungato. (Relazione: R. Habel, dottore in Naturopatia, Brunswick)

Paziente di sesso maschile, 27 anni, lesione dolente del legamento collaterale mediale della caviglia destra. Varie misure terapeutiche non hanno portato miglioramenti. Il dolore scomparve completamente dopo 5 trattamenti HECT ciascuno della durata di 10 minuti. (Relazione: R. Habel, dottore in Naturopatia, Brunswick)

Paziente di sesso maschile, 45 anni, ernia ricorrente nella regione lombare, bloccante G1 / L5, il paziente aveva lamentato un forte dolore e aveva avuto problemi al ginocchio dolorosi per alcuni mesi. Né l'iniezione per il dolore né la terapia chirurgica hanno portato alcun sollievo. Dopo 3 trattamenti HECT il paziente poteva dormire senza dolore, dopo 6 trattamenti il dolore alle ginocchia era scomparso e dopo 10 trattamenti il paziente era completamente e definitivamente privo di sintomi. (Rapporto: HP M. Strixner, Schwabhausen)

Paziente di 52 anni, ha sofferto di ernia del disco il 24/12/2004, osteoartrosi nelle articolazioni intervertebrali, dolori lancinanti soprattutto al mattino, disturbi motori con vertigini. Dopo i 3 trattamenti HECT, le condizioni del paziente sono generalmente migliorate, dopo 10 trattamenti il dolore è stato significativamente ridotto e l'operazione proposta potrebbe essere esclusa. (Rapporto: HP J. Barkhofen, Essen)



Paziente di sesso femminile, 60 anni, comparsa dopo un intervento chirurgico al disco sulla 5a parte lombare della paralisi sinistra, che ha comportato significativi problemi di mobilità. Già dopo un primo trattamento con HECT, dopo un totale di 12 trattamenti, il paziente ha mostrato un miglioramento significativo nella capacità di camminare. (Rapporto: Dr. B. Lenk, Rüdersdorf)

Paziente di sesso maschile, 62 anni, sindrome cervicale cronica da cinque anni con dolore che si irradia nelle spalle e nella testa. Il dolore è stato significativamente ridotto dopo 4 trattamenti cervicali con HECT, dopo 12 trattamenti il paziente era completamente e definitivamente privo di sintomi. (Rapporto: R. Habel, Dottore in Naturopatia, Brunswick)

Paziente di sesso femminile, 54 anni, epicondilita (diversi pre-trattamenti di altro loco frustranti). Dopo 8 trattamenti HECT con e 2 terapie neurali, il dolore al gomito e la capacità di esercizio sono migliorati del 75%. (Rapporto: Dr. H. Baltin, Aschau am Chiemsee)

Paziente di sesso femminile, 40 anni, epicondilita cronica del gomito sinistro, ("gomito del tennista"), per un anno, diversi trattamenti precedenti non hanno portato alcun miglioramento. Dopo 14 trattamenti del gomito con l'HECT il paziente era quasi privo di sintomi. (Relazione: R. Habel, dottore in Naturopatia, Brunswick)

Paziente di sesso maschile, 55 anni, raggi di epicondilita nel gomito sinistro con forte dolore dipendente dal carico. Dopo 5 trattamenti HECT i sintomi sono stati ridotti, dopo 25 trattamenti il paziente è risultato privo di sintomi. (Rapporto: R. Habel, Doctor of Naturopathy, Brunswick)

Paziente di sesso femminile, 35 anni, epicondilita humeri radio (gomito del tennista) su entrambe le braccia. A causa di sintomi gravi, la paziente non ha potuto svolgere il suo lavoro di parrucchiera per alcune settimane. Dopo il primo trattamento con HECT i sintomi del paziente inizialmente sono peggiorati, dopo di che le condizioni del paziente sono migliorate notevolmente. Dopo soli 3 trattamenti il paziente è stato definitivamente e completamente privo di sintomi e potrebbe riprendere il lavoro a tempo pieno. (Rapporto: HP J. Barkhofen, Essen)

Paziente di sesso maschile, 38 anni, epicondilita omerale a sinistra, dolore nel raggiungere i movimenti, marcata limitazione del movimento. Attraverso un analogo trattamento con HECT sulla colonna cervicale dopo 16 trattamenti, il paziente era permanentemente privo di sintomi. (Rapporto: HP J. Barkhofen, Essen)

Paziente di sesso femminile, 70 anni, epicondilita bilaterale, contrattura di Dupuytren di entrambe le mani, chirurgia bilaterale del tunnel carpale. La paziente aveva sofferto di sintomi reumatici per 40 anni, i problemi alle mani e ai gomiti erano presenti da un anno. La paziente ha sofferto un dolore estremo, ma ha agito come badante per il marito legato alla sedia a rotelle, che riusciva a malapena a gestire. La chirurgia del tunnel carpale non ha dato sollievo, infatti dopo l'operazione il paziente era ancora più a disagio. La terapia ad onde d'urto non ha avuto successo. Dopo i primi 6 trattamenti HECT, il paziente ha inizialmente manifestato un peggioramento dei sintomi.



Il successo iniziale è arrivato dopo 10 trattamenti e il paziente era chiaramente più energico e aveva una gamma migliorata di movimento. Il dolore era drasticamente diminuito, se non del tutto assente e il paziente poteva ancora una volta prendersi cura di suo marito. Il risultato positivo è ora continuato per quattro mesi. (Rapporto: HP J. Barkhofen, Essen).

Paziente di sesso maschile, 76 anni, gotta alla caviglia. Dopo la terapia neurale e 6 trattamenti HECT il paziente non ha più bisogno di analgesici e può stare in piedi sulla caviglia. (Relazione: Dr. H. Baltin, Aschau am Chiemsee).

Paziente di sesso femminile, 58 anni, frattura della testa dell'omero a sinistra, dislocazione dell'articolazione della spalla sinistra dopo una caduta, dopo l'intervento il dolore nella parte superiore del braccio sinistro irradiato al gomito e alla spalla. Dopo un breve peggioramento, la condizione ha iniziato a migliorare dopo il quinto trattamento HECT. Dopo 25 trattamenti il paziente è stato permanentemente privo di sintomi. (Rapporto: HP J. Barkhofen, Essen).

Paziente di sesso maschile, 53 anni, tensione paravertebrale nella colonna cervicale, il dolore irradiato nel braccio destro e sul lato della testa e intensificato fino a diventare insopportabile per un periodo di due mesi. Iniezioni di dolore-uccisione non ha aiutato. Il dolore alleviato dopo il primo trattamento HECT e ulteriori trattamenti hanno continuato a migliorare la condizione. Dopo 10 trattamenti il paziente era virtualmente privo di sintomi. (Rapporto: HP J. Barkhofen, Essen)

Paziente femminile, 25 anni, tensione paravertebrale molto dolorosa nella colonna vertebrale toracica e cervicale, scoliosi, miogelosi. Il dolore irradiato nel braccio sinistro a volte provoca mancanza di respiro, il paziente ha gravi problemi sollevando le braccia. Le iniezioni di paravertebrali somministrate in ambulatorio hanno solo leggermente alleviato il dolore. Il dolore ha già iniziato a diminuire dopo il primo trattamento HECT, dopo 4 trattamenti il paziente ha avuto una riduzione significativa e duratura dei suoi sintomi e la miogelosi è stata positivamente influenzata. (Rapporto: HP J. Barkhofen, Essen).

Paziente di sesso femminile, 40 anni, ex top atleta, tensione paravertebrale acuta, lussazione C1, T1, sintomi gravi che si verificano a intervalli regolari. Dopo il primo trattamento HECT il paziente ha avuto un peggioramento iniziale della condizione, dopo 12 trattamenti il paziente era permanentemente privo di sintomi. Va notato che questo ex atleta professionista ha personalmente sperimentato innumerevoli terapie ed è assolutamente convinto dell'efficacia di HECT. (Rapporto: HP J. Barkhofen, Essen)

Paziente di sesso maschile, 45 anni, miogelosi, tensione dolorosa paravertebrale nella colonna cervicale per 4 anni. Il dolore si irradia al braccio sinistro, un indurimento profondo dei miogelosi è evidente. Dopo un aggravamento temporaneo dei sintomi dopo il primo trattamento HECT, le condizioni del paziente miglioravano continuamente e dopo 16 trattamenti il paziente era permanentemente privo di sintomi. (Rapporto: HP J. Barkhofen, Essen)



Paziente di sesso maschile, 49 anni, miogelosi, tensione paravertebrale dolorosa nella colonna cervicale e nella regione della spalla-collo per tre anni. Né i massaggi, lo sport mirato alla costruzione muscolare, né le misure ortopediche hanno aiutato il paziente. Dopo 4 trattamenti HECT la tensione si è attenuata sensibilmente e il paziente ha avuto meno dolore. Dopo 8 trattamenti il paziente era completamente privo di sintomi. (Rapporto: HP J. Barkhofen, Essen)

Paziente di sesso maschile, 13 anni, addolcimento della cartilagine del ginocchio, con dolore da stress su entrambi i lati. Dopo soli 5 trattamenti HECT il paziente era completamente e definitivamente libero dal dolore e il ginocchio poteva essere normalmente stressato. (Rapporto: Dr. B. Lenk, Rüdersdorf bei Berlin)

Paziente di sesso maschile, 23 anni, giocatore di pallamano professionale, rottura del legamento crociato nel dicembre 2004, dolore post traumatico continuo, edema nel ginocchio sinistro, tensione paravertebrale dolorosa nella colonna vertebrale cervicale e toracica. Nonostante una diagnosi poco chiara era programmato un intervento chirurgico. A causa del reclamo, il paziente non ha potuto prendere parte ad allenamenti o giochi. Il ginocchio continuava a gonfiarsi anche a riposo, il dolore era costante. La terapia magnetica, l'agopuntura, le iniezioni di procaina e la fisioterapia non hanno portato alcun sollievo. Il miglioramento è stato osservato dopo il primo trattamento HECT e dopo 4 trattamenti questo atleta professionista ha avuto quasi nessun sintomo. Sfortunatamente, il paziente era ancora sottoposto a un intervento chirurgico su ordine dei medici della squadra. (Rapporto: HP J. Barkhofen, Essen)

Paziente di sesso maschile, 47 anni, dolore al coccige con sintomi persistenti per 10 anni. Su segnalazione è stato scoperto che il paziente aveva un'ernia sul lato sinistro. Un notevole rigonfiamento sul lato sinistro con contenuto trattabile e un gap di cinque centimetri potrebbe essere sentito. Una differenza significativa da una parte all'altra potrebbe essere vista. Dopo 7 trattamenti HECT i sintomi sono scomparsi definitivamente e il paziente era assolutamente elettrizzato. (Rapporto: W. Arndt, Doctor of Homeopathy, Wittingen)

Paziente di sesso maschile, 65 anni, dolore lombare resistente alla terapia con sindrome radicolare sinistra prolasso a L4, corticosteroidi, FANS, compresa l'agopuntura era inefficace. Dopo 10 trattamenti HECT del LWS alleviati i sintomi e dopo 18 trattamenti il paziente era praticamente privo di sintomi. (Rapporto: R. Habel, Dottore in Naturopatia, Brunswick)

Paziente di sesso femminile, 59 anni, dolore lombare. Dolore nella colonna lombare che si irradia nell'anca sinistra. Iniezioni e massaggi non hanno aiutato. Dopo il primo trattamento HECT il dolore diminuiva, dopo 8 trattamenti il paziente era permanentemente privo di sintomi. (Rapporto: HP J. Barkhofen, Essen, settembre 2004)

Paziente di sesso maschile, 57 anni, sciatica da lombalgia acuta sul lato sinistro che si è presentata all'improvviso al momento di uscire da un'auto. Dopo 2 trattamenti HECT il dolore è diminuito, dopo 3 trattamenti il paziente era permanentemente privo di sintomi. (Rapporto: R. Habel, Dottore in Naturopatia, Brunswick)



Paziente di sesso femminile, 40 anni, a seguito di ernia discale intervertebrale L4, L5, lombalgia, lombalgia, dolorosa tensione nella zona lombare paravertebrale per 6 mesi. Agopuntura, iniezioni, terapia fisica, ecc. Non sono riusciti ad alleviare il dolore. Dopo il primo trattamento HECT i sintomi sono diminuiti significativamente e il paziente era praticamente privo di sintomi dopo il sesto trattamento. (Rapporto: HP J. Barkhofen, Essen)

Paziente di sesso femminile, 50 anni, dopo il prollasso del disco L5 - S1 ha sofferto di lombalgia sciatica per quattro anni. Il paziente non è stato in grado di lavorare a causa dei sintomi gravi. Il paziente è venuto alla pratica dopo un lungo periodo di sofferenza e una varietà di metodi e terapie che non hanno alleviato il dolore. Dopo il primo trattamento HECT il paziente era libero dal dolore. Sono stati forniti ulteriori trattamenti preventivi. Negli ultimi due anni la paziente è stata curata una volta al mese e i suoi sintomi sono completamente sotto controllo. (Rapporto: HP J. Barkhofen, Essen).

Paziente di sesso femminile, 64 anni, grave sindrome degenerativa della colonna lombare, scoliosi toracica del BWS. Il paziente ha sofferto dolore nella regione toracica e lombare quando si è sdraiato, camminando, seduto e in piedi. Dopo 6 trattamenti HECT il paziente è stato permanentemente privo di sintomi. (Rapporto: R. Habel, Dottore in Naturopatia, Brunswick)

Paziente di sesso femminile, 49 anni, Osteocondrose L5, S1, protrusione L5, S1. Il dolore costante per 5 anni dopo un incidente, il sonno notturno non era più possibile, una grave limitazione del movimento, il dolore durante molti movimenti era insopportabile. Terapia neurale, agopuntura, iniezioni e terapia fisica non hanno portato miglioramenti. Dopo il primo trattamento HECT il paziente è stato completamente senza dolore per diverse ore. Dopo il terzo trattamento HECT è stato raggiunto un significativo e duraturo sollievo dal dolore. (Rapporto: HP J. Barkhofen, Essen)

Paziente di sesso femminile, 53 anni, dolore reumatico in varie articolazioni, artrite nella spalla sinistra, epicondilita a sinistra. Forte dolore anche di notte che si irradia prossimalmente e distalmente. Il primo trattamento HECT inizialmente ha portato un peggioramento dei sintomi nei gomiti, la condizione ha iniziato a migliorare dopo il secondo trattamento e dopo 12 trattamenti il paziente è praticamente completamente e definitivamente libero dai sintomi. (Rapporto: HP J. Barkhofen, Essen)

Paziente di sesso maschile, 75 anni, "sindrome del braccio della spalla", dolorosi crampi ai muscoli della spalla e del collo e miogelosi. La condizione è iniziata dopo un periodo in ospedale 2 anni prima. Il braccio mostrava movimenti limitati e il paziente ha sofferto di un dolore persistente grave. La terapia magnetica, la terapia con onde d'urto, l'agopuntura, le iniezioni, ecc. Sono rimaste inefficaci. Dopo il primo trattamento di HECT c'è stato un leggero peggioramento della condizione che è rapidamente scomparsa. Miglioramento continuo dal 2 ° trattamento, il paziente era privo di sintomi dopo i 15 trattamenti. Il myogeloses è completamente cancellato. (Rapporto: HP J. Barkhofen, Essen).



Paziente di sesso femminile, 52 anni, "sindrome spalla-braccio" con una contrazione capsulare destra, la chirurgia era già programmata. Dopo i primi 10 minuti di trattamento con HECT, il paziente ha notato un miglioramento significativo della mobilità. Dopo un ulteriore trattamento, l'articolazione della spalla poteva essere spostata senza dolore e non era necessario un ulteriore trattamento. (Rapporto: R. Habel, Dottore in Naturopatia, Brunswick)

Paziente di sesso femminile, 83 anni, stenosi del canale spinale e "sindrome del braccio spalla" su entrambi i lati da 20 anni. Sia la chirurgia spinale che i forti analgesici (FANS, cortisone, ecc.) Non hanno portato alcun miglioramento. Dopo il primo trattamento HECT il dolore alle braccia inizialmente è aumentato, ma dopo altri 15 trattamenti (di 40 minuti per ciascuna unità di trattamento), il paziente era quasi privo di sintomi. (Rapporto: HP M.Scheidle, Grassau am Chiemsee)

Paziente di sesso femminile, 67 anni, "sindrome del braccio della spalla" lato sinistro e destro per due anni. Il paziente ha sofferto di dolore cronico nel deltoide e sovraspinato e ha sofferto di dolori lancinanti e lacrimanti a basse temperature e sotto sforzo. Dopo il primo trattamento HECT il paziente ha avuto un peggioramento dei sintomi, ma dopo il terzo trattamento tutti i sintomi erano completamente scomparsi. È stato eseguito un trattamento di follow-up preventivo con HECT e da allora il paziente è stato permanentemente privo di sintomi. (Rapporto: W. Arndt, Doctor of Naturopathy, Wittingen)

Paziente di sesso maschile, 32 anni, giocatore di badminton attivo con un vecchio infortunio alla caviglia che causa ancora dolore da stress. I medici specialisti non sono riusciti a stabilire una diagnosi. Dopo soli 2 trattamenti HECT, il paziente era indolore e l'articolazione poteva essere normalmente sottoposta a stress. Questa condizione è continuata negli ultimi 3 mesi. (Rapporto: R. Habel, Dottore in Naturopatia, Brunswick)

Paziente di sesso maschile, 66 anni, rottura parziale del tendine sovraspinato destro (rottura parziale della cuffia dei rotatori). Il paziente era un giocatore di tennis ha un forte dolore alla spalla destra, soprattutto quando si solleva il braccio. Dopo il primo trattamento HECT il dolore inizialmente è aumentato, dopo i 4 trattamenti il dolore si è ridotto lentamente e la mobilità è migliorata. Dopo 8 trattamenti HECT il paziente era quasi privo di sintomi. (Rapporto: Dr. G. Hagen, Vienna)

Paziente di sesso femminile, 37 anni, stenosante tenosinovite di entrambi i polsi per tre mesi. Vari unguenti e bendaggi alleviavano i sintomi, ma non potevano portare sollievo totale. Dopo i 3 trattamenti HECT il brevetto ha notato una riduzione del dolore, dopo 11 trattamenti il paziente era praticamente indolore e poteva usare entrambe le mani. Infine, la denuncia è scomparsa definitivamente e completamente e una consultazione di follow-up dopo otto mesi non ha riscontrato alcun sintomo. (Rapporto: HP J. Barkhofen, Essen).



2.2 Malattie dell'occhio

Paziente di sesso maschile, 72 anni, grave edema corneale (spesso) dopo chirurgia della cataratta (sottile), l'acuità visiva è del 20%. Dopo il primo trattamento HECT il paziente si sentì rinfrescato e riuscì a vedere più chiaramente. Nel corso del trattamento l'acuità visiva è migliorata del 60% sull'exe sinistro e dell'80% sull'occhio destro. L'edema corneale scomparve completamente. (Rapporto: Dr. I. Bunke, Burgdorf vicino ad Hannover).

Paziente di sesso femminile, 76 anni, degenerazione maculare secca su entrambi R> L su molti anni. L'acuità visiva a destra è solo del 2%, a sinistra del 20%. La visione del paziente era pessima e difficilmente riusciva a riconoscere i colori, la lettura era solo marginalmente possibile con gli occhiali e una lente d'ingrandimento, la televisione con solo un paio di binocoli da teatro. Dopo il primo trattamento HECT, il paziente era consapevole che i suoi dintorni erano molto più luminosi e nitidi, dopo 10 trattamenti il paziente poteva leggere le targhe automobilistiche e riconoscere meglio i diversi colori. Dopo 20 trattamenti il paziente poteva chiaramente leggere con una lente d'ingrandimento e guardare la televisione senza binocoli da teatro, infilare un ago ed eseguire compiti domestici. L'acuità visiva era migliorata a R 30% e L 50%. Questo straordinario miglioramento visivo non sarebbe stato possibile senza HECT. L'acuità visiva migliorata è rimasta costante. La paziente è contenta - e anche il suo terapeuta. (Rapporto: Dr. I. Bunke, Burgdorf vicino ad Hannover)

Paziente di sesso femminile, 78 anni, degenerazione maculare, L> R per 2 anni. Il paziente ha avuto gravi problemi nel vedere oggetti bruscamente, ha avuto difficoltà a camminare con sicurezza e ha sofferto di sbalzi d'umore depressivi. Un leggero miglioramento è stato ottenuto con gli integratori alimentari. Dopo 4 trattamenti di HECT l'acuità visiva è stata aumentata dal 60% al 90%, il paziente ha potuto leggere senza difficoltà e gli sbalzi d'umore depressivi erano scomparsi. (Rapporto: Dr. I. Bunke, Burgdorf bei Hannover)

Paziente di sesso maschile, 69 anni, edema maculare acuto su entrambi i lati dopo chirurgia cardiaca seguita da cinque giorni di coma. I sintomi persistono per due mesi, il paziente soffre di un significativo deficit visivo, R - 60%, L 50%, rendendo difficile la lettura anche con una lente di ingrandimento e la guida non è più possibile. Vari altri trattamenti non hanno avuto successo. Dopo 4 trattamenti HECT l'acuità visiva R è migliorata al 90% e L al 70%. Dopo 10 sessioni di terapia l'acuità visiva in entrambi gli occhi è migliorata al 100% e l'edema maculare è stato completamente guarito. Senza HECT il periodo di trattamento sarebbe durato almeno quattro mesi e ne sarebbero risultate cicatrici. Si deve anche presumere che senza l'uso di HECT si sarebbe verificata una riduzione permanente dell'acuità visiva del 20%. Come è stato il macula tornò completamente alla normalità. (Rapporto: Dr. I. Bunke, Burgdorf vicino ad Hannover)



Paziente di sesso maschile, 6 anni, psoriasi con atrofia ottica, il ragazzo era cieco nell'occhio sinistro. Dopo 3 trattamenti con HECT, il bambino ha potuto guardare di nuovo la TV e ottenere un'acuità visiva del 20% rispetto all'ex cieco (gli oftalmologi avevano considerato la massima acuità visiva raggiungibile con altri metodi, se possibile, il 15%). Grazie a HECT, il piccolo paziente può ora orientarsi e riconoscere i suoi giocattoli. Dopo il quarto trattamento la psoriasi è scomparsa completamente e permanentemente. (Rapporto: HP D. Rittmeyer, Hannover)

Paziente di sesso maschile, 44 anni, nevralgia del trigemino. I sintomi persistevano per tre giorni e il paziente aveva un forte dolore all'occhio destro. Dopo il primo trattamento HECT il paziente ha avvertito un significativo sollievo dal dolore e dopo 3 trattamenti la nevralgia è scomparsa definitivamente e un anno dopo non si è ripresentata. (Rapporto: Dr. I. Bunke, Burgdorf bei Hannover)

Paziente di sesso femminile, 52 anni, nevralgia del trigemino cronica dopo herpes zoster con episclerite. Dopo che l'herpes zoster è guarito, il paziente ha sofferto dolore sotto gli occhi e il naso per due mesi, specialmente durante il tempo freddo e piovoso. Dopo 4 trattamenti HECT il dolore si è progressivamente attenuato e dopo 10 trattamenti tutti i sintomi e l'episclerite erano scomparsi. Il paziente ha anche sofferto di dolore al ginocchio sinistro (chirurgia del menisco), che è stato anche trattato durante la terapia HECT. Anche il dolore al ginocchio postoperatorio è stato curato. Un esame di follow-up dopo quattro mesi ha rilevato che il paziente rimane privo di sintomi. (Rapporto: Dr. I. Bunke, Burgdorf vicino ad Hannover)



2.3 Malattie infettive

Paziente di sesso femminile, 48 anni, bronchite cronica, attacchi di tosse, specialmente di notte senza espettorazione. Dopo 2 trattamenti HECT gli attacchi si riducono significativamente, dopo 6 trattamenti la bronchite è completamente e permanentemente curata. (Rapporto: HP J. Barkhofen, Essen.)

Paziente di sesso maschile, 39 anni, bronchite acuta per 2 settimane, febbre, tosse costante, nessuna espettorazione possibile. Un giorno dopo il primo trattamento con HECT massiva espettorazione, dopo 3 trattamenti il paziente era completamente privo di sintomi. (Rapporto: HP J. Barkhofen, Essen)

Paziente di sesso femminile, 46 anni, bronchite cronica, sindrome spalla-mano, morbo di Crohn inattivo, condizione dopo l'intervento chirurgico per il trattamento del tumore del colon. Il paziente viene per il trattamento HECT per il trattamento del dolore alla spalla sinistra, sindrome del tendine del bicipite e sindrome della cuffia dei rotatori. Dopo il primo trattamento HECT, il paziente ha notato che inizialmente il dolore al braccio è aumentato, dopo 4 trattamenti il dolore ha cominciato a diminuire. La bronchite era migliorata in modo significativo. Il trattamento sta continuando. (Rapporto: W. Arndt, Doctor of Homeopathy, Wittingen)

Paziente di sesso femminile, 27 anni, infezione intestinale e diarrea per sei giorni. Le prime misure di assistenza primaria non hanno avuto successo. Un giorno dopo il primo trattamento HECT il paziente era privo di sintomi e poteva smettere di prendere la terapia farmacologica. (Rapporto: Dr. B. Lenk, Rüdersdorf)

Paziente di sesso femminile, 42 anni, infezione locale da herpes multiplo, intermittente, a volte piangente, su glutei, polpacci e piedi, dolore severo per 14 giorni. Dopo 6 trattamenti HECT l'herpes era completamente guarito e la pelle sembrava nuova. (Rapporto: Dr. med. H. Kistenich, Marbella, Spagna)

Paziente di sesso femminile, 31 anni, herpes zoster sul collo e sopracciglio destro. La paziente era preoccupata che l'herpes si diffondesse all'occhio, ma il suo dermatologo poteva offrire un appuntamento solo quattro giorni dopo. Dopo 3 trattamenti HECT l'herpes è stato curato. La paziente ha mantenuto il suo appuntamento con il suo dermatologo che non ha trovato alcun segno dell'infezione da herpes. (Rapporto: HP D. Rittmeyer, Hannover)

Paziente di sesso maschile, 76 anni, infezione ossea alla testa del 4 ° metatarso dopo l'intervento chirurgico al piede nel maggio 2005. Vari tentativi di trattamento accoppiato in alcuni casi con ospedalizzazione più lunga non hanno portato alcun successo, quindi alla fine il capo del metatarso è stato rimosso chirurgicamente. Allo stesso tempo, una condizione derivante dalla cattiva circolazione causata dall'arteriosclerosi è stata trattata mediante chirurgia vascolare. All'inizio del trattamento HECT nell'ottobre 2005 si è verificata una estesa infezione del tessuto molle dell'intero



avampiede e fistola suppurativa cronica nella suola. Dopo 20 trattamenti HECT l'infezione è stata completamente guarita e la fistola è stata chiusa, ha provocato una condizione di tessuto molle non irritante, l'andatura era normale e il paziente era completamente privo di sintomi. (Rapporto: Dr. B. Lenk, Rüdersdorf)

Paziente di sesso femminile, 64 anni, infezione fungina dai genitali alle ginocchia. L'infezione è stata curata da dermatologi con diversi farmaci ma il fungo ha continuato a tornare. Il paziente ha sofferto di forti pruriti. Dopo il primo trattamento HECT l'irritazione è scomparsa, dopo 3 trattamenti la pelle era di colore chiaro e dopo 4 trattamenti il paziente era completamente e definitivamente libero dai sintomi. (Rapporto: HP D. Rittmeyer, Hannover)

Paziente di sesso femminile, 32 anni, grande infezione da fungo piangente intorno all'ombelico (dimensione della placca). È stata in una cosiddetta "terapia vitale" per 6 mesi, che non ha portato ad alcun miglioramento della condizione. Il fungo è scomparso dopo 4 trattamenti con HECT e non è più rilevabile. (Rapporto: HP D. Rittmeyer, Hannover)

Paziente di sesso femminile, 38 anni, sinubronchite, indebolimento del sistema immunitario, aumento della suscettibilità alle infezioni per 6 mesi. Molteplici trattamenti antibiotici non hanno avuto alcun effetto. Dopo il primo trattamento HECT il paziente ha sperimentato sollievo alle vie respiratorie, dopo un ulteriore trattamento la paziente si è sentita più forte e dopo 10 trattamenti era quasi priva di sintomi. (Rapporto: HP J. Barkhofen, Essen)

Paziente di sesso femminile, 33 anni, sinubronchite, bronchite acuta successiva, tosse grave, espettorazione dolorosa. Dopo 3 trattamenti HECT tutti i sintomi sono stati completamente e permanentemente curati. (Rapporto: HP J. Barkhofen, Essen)

Paziente di sesso femminile, 17 anni, sinubronchite cronica, ulcerazione dei seni nasali. La protesta, tosse acuta grave con escreato di muco giallo era in corso da 2 mesi, il che dimostra che il paziente aveva una risposta resistente a tutte le altre terapie. Dopo 1 trattamento HECT il paziente ha avuto un miglioramento significativo dei sintomi acuti, dopo 6 trattamenti il paziente è stato permanentemente privo di sintomi. (Rapporto: HP J. Barkhofen, Essen)

Paziente di sesso maschile, 57 anni, infezione da Bursa intrattabile (Staphy. Aureus) del gomito sinistro con ampia infiammazione del tessuto circostante. Dopo 4 trattamenti HECT l'infezione è stata curata. (Rapporto: Dr. B. Lenk, Rüdersdorf)

Paziente di sesso femminile, 50 anni, mal di denti a causa di una lesione cistica purulenta alla punta della radice. Dopo 3 trattamenti HECT il paziente era libero dal dolore perché i batteri venivano uccisi dalla terapia nel solito modo. (Rapporto: Dr. B. Lenk, Rüdersdorf vicino a Berlino)



2.4 Altre malattie

Paziente di sesso maschile, 15 anni, grave allergia ai pollini per 4 anni. Desensibilizzazione, cortisone e antistaminici non hanno avuto successo. Durante il primo trattamento HECT (che durava poco dopo 1 minuto) il paziente descrisse la sua sorpresa nel rendersi conto che poteva ancora respirare correttamente. Dopo 8 trattamenti il paziente era completamente e definitivamente libero dai sintomi. (Rapporto: HP J. Barkhofen, Essen)

Paziente di sesso femminile, 12 anni, grave allergia alla betulla, polline di nocciola e latte. Durante il giorno il bambino ha sofferto di occhi chiusi e non riusciva a dormire la notte a causa di un naso chiuso. Dopo soli 5 trattamenti HECT, il paziente poteva dormire e dopo 10 trattamenti tutti i sintomi scomparivano definitivamente. (Rapporto: HP M. Strixner, Schwabhausen)

Paziente di sesso maschile, 78 anni, SLA (sclerosi laterale amiotrofica). La paziente era stata estremamente malata per un anno, soffriva di soffocamento notturno, gravi problemi di deglutizione, rilassamento dei muscoli della masticazione, aveva perso la voce (afasia) e la lingua era completamente piatta. Aveva bisogno di tre volte il tempo di mangiare come sua moglie. Dopo alcuni trattamenti HECT scomparso il soffocamento notturno, il paziente poteva ancora mentire e dormire sulla schiena. Il paziente non ha avuto difficoltà a deglutire, poteva mangiare normalmente e la sua voce è tornata. Durante l'esame di controllo l'urologo chiese meravigliato che cosa stesse facendo il paziente, dal momento che non poteva spiegare il miglioramento delle condizioni dell'uomo. Dopo un ulteriore 25 HECT, il neurologo stabilì che la malattia era stata fermata. (Rapporto: HP D. Rittmeyer, Hannover)

Paziente di 77 anni, malattia di Alzheimer, anemia da carenza di ferro, soffre di estrema dimenticanza, diventa molto arrabbiata con l'ambiente circostante, costantemente stanca e insoddisfatta. I primi trattamenti con HECT non hanno mostrato alcun effetto rilevabile, ma dopo 15 trattamenti HECT la terapia ha iniziato a funzionare. Dopo ulteriori trattamenti, il paziente poteva nuovamente prendere parte attiva alla vita, percepiva l'ambiente circostante in modo realistico e i suoi stati d'animo rabbiosi si erano attenuati in modo significativo. (Rapporto: HP Haas S. Renner, Magstadt)

Paziente di sesso maschile, 42 anni, ha sofferto di ansia diffusa e tensione associata a dolore alla schiena, raffreddori ricorrenti. Dopo 3 trattamenti HECT, il paziente si sentiva più vivace e rilassato, i raffreddori si attenuavano, il suo sistema immunitario funzionava meglio, i problemi della colonna vertebrale erano scomparsi e il paziente sentiva un significativo miglioramento della sua forza e del suo benessere generale. (Rapporto: HP Haas S. Renner, Magstadt)

Paziente di sesso femminile, 35 anni, frequenti attacchi d'ansia e colite non creativa conseguente a stress continuo. Dopo 8 trattamenti HECT che il paziente è stato somministrato in combinazione con la medicina convenzionale scolastica, gli attacchi d'ansia sono cessati e la funzione intestinale è tornata definitivamente alla normalità. (Rapporto: Dr. G. Hagen, Vienna)



Paziente di sesso femminile, 89 anni, sindrome da stanchezza cronica (grave affaticamento dovuto all'età). La paziente non riusciva a scendere dal letto e non partecipava più alla vita quotidiana, era completamente apatica. Dopo 10 trattamenti HECT, ha iniziato ad alzarsi da sola, ha ripreso a cucinare, è stata mobile e motivata e ha partecipato attivamente agli eventi del giorno. Questa condizione è risultata non diminuita durante un esame di follow-up nove mesi dopo. (Rapporto: HP D. Rittmeyer, Hannover)

La paziente, 47 anni, la sindrome da stanchezza cronica e il mal di schiena nella regione lombare, soffre di dolore e agitazione nervosa. Dopo appena 5 trattamenti HECT il dolore alla colonna vertebrale era scomparso e le condizioni generali del paziente erano eccellenti. (Rapporto: HP D. Lucht, Winnenden)

Paziente di sesso maschile, 33 anni, sindrome da stanchezza cronica, disturbi del sonno, depressione in corso da 2 anni. Dopo 3 trattamenti HECT che hanno come bersaglio il timo, il fegato e il plesso solare, il paziente è fiorente e privo di dolore. (Rapporto: HP D. Lucht, Winnenden).

Paziente di sesso maschile, 57 anni, depressione, sindrome da burn-out. Quando è entrato nella pratica, il paziente era poco prima del prepensionamento perché non poteva lavorare e gestire la sua vita quotidiana. Dopo 10 trattamenti HECT, i suoi spiriti iniziarono a sollevarsi lentamente e lui poté provare pace per brevi periodi. Dopo 20 trattamenti la paralizzante sensazione di depressione era diventata molto più debole e dopo 40 trattamenti HECT era tornata la piena prestazione del paziente. Il paziente è tornato al lavoro ed è completamente guarito. (Rapporto: R. Habel, Dottore in Naturopatia, Brunswick)

Paziente di sesso femminile, 39 anni, ha sofferto di depressione per diversi mesi. Dopo il primo trattamento HECT, che la paziente ha ritenuto di essere molto piacevole e stimolante, era equilibrata e di umore migliore, come confermato anche dalla sua famiglia. Dopo altri 3 trattamenti mirati al plesso solare, al timo e alla testa, la paziente era di buon umore e sentiva di essersi "svegliata da un brutto sogno". (Rapporto: Dr. med I. Bunke, Burgdorf)

Paziente di sesso femminile, 62 anni, diverticolite. Dopo 4 trattamenti HECT le condizioni del paziente sono migliorate, dopo 10 trattamenti HECT il paziente era completamente privo di sintomi. Un anno dopo, il paziente tornò per un'altra serie di trattamenti preventivi con HECT. Il paziente ha interrotto i trattamenti dopo la sesta sessione perché era priva di sintomi. (Rapporto: HP D. Rittmeyer, Hannover)

Paziente di sesso maschile, 8 anni, enuresi notturna. Vari altri metodi non hanno avuto alcun effetto. Prima di una imminente gita scolastica, il ragazzo temeva che i suoi compagni di classe scoprissero che aveva questo problema e non voleva partecipare. Dopo il primo trattamento HECT, il paziente si sentiva eccitato e felice, dopo 3 trattamenti il giovane non bagnava più il letto di notte e partecipava al viaggio di classe completamente indifferente. Il problema non fu mai più visto. (Rapporto: HP J. Barkhofen, Essen)



Paziente di sesso maschile, 75 anni, disfunzione erettile e sindrome lombare per 15 anni. Il paziente può ottenere un'erezione solo assumendo farmaci e il dolore nella colonna vertebrale aumenta costantemente. Il paziente aveva già provato molti altri farmaci e terapie senza successo ed era diventato scettico. Tuttavia, il paziente ha raggiunto l'erezione senza aiuto dopo 3 trattamenti HECT rivolti alla regione genitale e alla colonna vertebrale lombare. Ulteriori sedute di HECT hanno ulteriormente migliorato la condizione fino a quando il disagio lombare è scomparso e la funzione erettile non assistita è stata mantenuta. Un esame di follow-up e un'indagine sui pazienti hanno confermato l'affidabilità del successo del trattamento. (Rapporto: Dr. S. Harrendorf, Amburgo)

Paziente di sesso maschile, 74 anni, due attacchi di cuore con bypass-OP, artrosi del ginocchio, sclerosi cerebrale, condizione generale fortemente ridotta, dispnea da movimento, può camminare solo per circa 200 metri ed è quindi completamente esausto. Viene trattato 3 volte a settimana con HECT per un periodo di tre mesi e può finalmente salire le scale e percorrere lunghe distanze, ha migliorato significativamente la salute generale, è in grado di concentrarsi e non ha più dolore alle ginocchia. (Rapporto: HP D. Rittmeyer, Hannover)

Paziente di sesso maschile, 29 anni, gastrite di nervosa, sindrome dell'intestino irritabile. Ha un dolore colico ricorrente, che peggiora in situazioni di stress, gonfiore e indigestione. Dopo un iniziale peggioramento al 1° trattamento con HECT si è verificato un miglioramento significativo, il paziente percepisce il trattamento come rilassante e piacevole. Dopo 4 trattamenti, i crampi e la pressione nella parte superiore dell'addome sono scomparsi definitivamente. (Rapporto: HP J. Barkhofen, Essen)

Paziente di sesso maschile, 58 anni, carcinoma bronchiale inoperabile con prognosi statistica di sopravvivenza inferiore a otto mesi. Il paziente era in cattive condizioni generali; era emaciato, difficilmente poteva camminare e aveva bisogno di aiuto per salire le scale. Dopo 5 trattamenti con HECT per migliorare le sue condizioni generali, può salire di nuovo le scale (!) E si sente generalmente migliore e più potente. Il medico curante propose la chemioterapia, perché il paziente era ora abbastanza forte da sopportarlo. Durante e dopo la chemioterapia è stato anche trattato con HECT, per rafforzarlo e costruirlo. Da allora, il paziente ha vissuto in buona salute nell'ultimo anno e mezzo. (Rapporto: HP D. Rittmeyer, Hannover)

Paziente di sesso femminile, 61 anni, carcinoma mammario (8,5 x 5,5 x 3,5 cm) con linfonodo nel braccio, marcatore tumorale alto. Il paziente è stato trattato due volte a settimana con l'HECT e il marcatore tumorale è diminuito durante la terapia. L'esame medico mostra che l'attività tumorale è diminuita. Il volume del tumore è diminuito. Dopo la chirurgia conservativa del seno è stato scoperto che solo il 10% del tumore rappresentava tessuto attivo, il restante 90% era già morto! (Rapporto: HP D. Rittmeyer, Hannover)



Paziente di sesso femminile, 78 anni, carcinoma della mammella (6 cm di diametro sugli ultrasuoni). L'esame mostrava un carcinoma a crescita invasiva moderatamente differenziato. Il paziente ha ricevuto un totale di 27 trattamenti con HECT ogni giorno da fine luglio a metà agosto 2005. Dopo di che il carcinoma era solo leggermente più grande di 3 cm e si era incapsulato da solo. Il tumore è stato quindi operato e allo stesso tempo è stata rimossa la metastasi dei tessuti molli sulla clavicola. Ulteriori trattamenti con HECT hanno seguito per stimolare il sistema immunitario. Oggi la paziente è sana e come dice lei stessa; si sente meraviglioso e sembra più giovane e più sano di lei prima della malattia. (Rapporto: Dr. med. W. Dähmlow, Gaildorf)

Paziente di sesso maschile, 63 anni, carcinoma del retto (Ø 10,5 cm). Forte dolore all'addome e alla diarrea nell'ultimo anno. Aumenta la diarrea, i cambiamenti di ritenzione urinaria, perdita di peso, riduzione delle prestazioni generali, cachessia e anemia del tutore. Il paziente riceve chemioterapia e radioterapia. Inoltre, viene trattato con HECT prima 3 volte a settimana, quindi, quando il paziente inizia a sentirsi meglio, 5 volte a settimana per 10 minuti in ognuna delle seguenti aree: timo, plesso solare, area della vescica, area dell'intestino e area dell'osso sacro. Dall'inizio del trattamento additivo con HECT la condizione generale del paziente è continuamente migliorata, ha un appetito migliore e sta ingrassando. Ha una migliore tolleranza alla chemioterapia e ai trattamenti radioterapici e non ci sono praticamente effetti collaterali. Poiché il trattamento con HECT è stato notato un significativo aumento degli eritrociti (di 1 milione / dl da 3 a 4 milioni / dL dal trattamento con HECT). Il trattamento continua. (Rapporto: HP M. Scheidle, Grassau am Chiemsee)

Paziente di sesso maschile, 62 anni, dopo l'ictus e la chirurgia cardiovascolare, disagio nella spalla sinistra e nel braccio, le prestazioni cognitive sono diminuite notevolmente. Dopo 2 trattamenti con HECT, il disagio alla spalla e al braccio è diminuito, le prestazioni cognitive sono migliorate. Dopo ogni trattamento aggiuntivo (totale di 6) con HECT, il paziente è più concentrato e forte, la mobilità della spalla è normale e lui è permanentemente e totalmente indolore. (Rapporto: HP J. Barkhofen, Essen)

Paziente di 75 anni, emicrania, reumatismi, incontinenza urinaria dopo chirurgia, dolore persistente in tutte le articolazioni maggiori (spalle, fianchi, ecc.) Dopo 5 trattamenti con HECT il dolore e il disagio sono scomparsi quasi completamente e in modo permanente. (Rapporto: HP S. Renner-Haas, Magstadt)

Paziente di sesso femminile, 41 anni, sclerosi multipla dal 1988. Il paziente è venuto alla pratica con disturbi dell'equilibrio, vertigini, camminando traballante (solo brevi distanze possibili), disturbi sensoriali molto pronunciati nelle braccia, dal momento che la diagnosi in trattamento continuo. Dopo il 3 ° trattamento con HECT una remissione positiva di tutti i sintomi, camminare è stato più sicuro e il paziente può camminare di nuovo a distanze più lunghe. Il trattamento continua. (Rapporto: HP J. Barkhofen, Essen)



Paziente di sesso femminile, 28 anni, sclerosi multipla. Il paziente è stato trattato con cortisone. Soffre di intorpidimento alle gambe e sensazione di tensione. Dopo 4 trattamenti con l'HECT si era sentita nella parte posteriore delle gambe e la sensazione di oppressione è scomparsa. Il paziente può anche camminare di nuovo con i tacchi alti e muoversi completamente liberamente. Sarà trattata in modo permanente una o due volte a settimana. (Rapporto: HP D. Rittmeyer, Hannover)

Paziente di sesso maschile, 54 anni, sospettato di sclerosi multipla; ha sofferto per un anno con problemi di vista, intorpidimento delle gambe, sensazione di tensione e un forte formicolio quando si flette il collo. La terapia convenzionale consigliata Interferone o terapia con aminoacidi. Dopo 5 trattamenti con HECT il torpore è scomparso nelle gambe e la sensazione di tensione è scomparsa. In un recente studio condotto da neurologi, la diagnosi non è chiara e l'interferone o la terapia con aminoacidi sono inizialmente rimandati. (Rapporto: HP D. Rittmeyer, Hannover)

Paziente di sesso maschile, 32 anni, eczema e allergia ai pollini. Dopo 6 trattamenti con HECT, il paziente era completamente privo di sintomi e lo è rimasto per sei mesi fino alla primavera successiva, in cui l'allergia ai pollini si è verificata in forma lieve. Ha ricevuto altri 3 trattamenti con HECT e quindi è rimasto definitivamente libero dai sintomi. (Rapporto: HP D. Rittmeyer, Hannover)

Paziente di sesso maschile, 63 anni, edema e congestione linfatica, dopo una frattura della caviglia sinistra dopo un infortunio nel settembre 2004, seguita da quattro settimane di ospedalizzazione, durante le quali il paziente è stato operato due volte. Da allora, soffre di movimenti limitati, congestione linfatica ed edema. Dopo il 2 ° trattamento con HECT il gonfiore si è ridotto, dopo 10 trattamenti, il gonfiore si è verificato solo raramente e la libertà di movimento è aumentata costantemente. Dopo 15 trattamenti il paziente non ha sintomi. (Rapporto: HP J. Barkhofen, Essen)

Paziente di sesso femminile, 81 anni, osteoporosi, mal di schiena, osteoartrite del ginocchio destro, scoliosi, gravi disturbi del movimento per 3 anni. La terapia magnetica, l'agopuntura e le iniezioni non hanno avuto alcun effetto. Dopo il secondo trattamento con HECT, la condizione generale del paziente è migliorata dopo 18 trattamenti, il dolore è stato significativamente ridotto. Il trattamento continua. (Rapporto: HP J. Barkhofen, Essen)

Paziente di sesso femminile, 27 anni, cisti pancreatica, pancreatite, disfunzione tiroidea, asma allergico. I sintomi persistono da due anni, il paziente soffre di dolori all'addome superiore sinistro, ha disturbi digestivi e intestinali e irritazione al pancreas, anche se mantiene una dieta corretta. Il paziente purtroppo ha sofferto di insonnia dopo il 1 ° trattamento con HECT (energizzante), tuttavia i disturbi intestinali sono scomparsi immediatamente e da allora una dieta ampiamente normale senza risposta allo stimolo alimentare è stata possibile. (Rapporto: W. Arndt, Doctor of Homeopathy, Wittingen)



Paziente di sesso maschile, 73 anni, morbo di Parkinson, aumento del tremore nella mano destra da molti anni e artrosi del ginocchio. È stato trattato 3 volte a settimana con HECT. Dopo il sesto trattamento il paziente può ancora una volta scrivere una firma leggibile, niente più cade dalle sue mani ed è in grado di usare ancora una volta le mani quando mangia. (Rapporto: Dr. med. H. Baltin, Aschau am Chiemsee)

Paziente di sesso maschile, 47 anni, morbo di Parkinson, forti tremori soprattutto se sottoposti a sforzo. I tremori sono migliorati significativamente dopo 8 trattamenti con HECT. (Rapporto Dr. med. H. Baltin, Aschau am Chiemsee)

Paziente di sesso maschile, 82 anni, morbo di Parkinson. Soffre di difficoltà a deglutire, gravi difficoltà di deambulazione e si sente estremamente giù, ha anche sofferto di un restringimento delle arterie carotidi. Dopo 4 trattamenti con HECT, il paziente è diventato più forte, dopo ulteriori trattamenti tutti i reclami regrediscono e lui sta sbocciando. Dopo tre mesi, il neurologo ha notato che tutte le derivazioni EEG erano normali. Dopo ulteriori trattamenti con HECT, i derivati secondo il neurologo erano come quelli di un diciottenne. Le arterie carotidi sono completamente libere ancora una volta, come confermato dall'ecografia Doppler. (Rapporto: HP D. Rittmeyer, Hannover)

Paziente di sesso femminile, 60 anni, polineuropatia e intorpidimento delle dita per 10 anni, soffre di intorpidimento alle mani e limitazioni di movimento. Tutti i tentativi di trattamento precedentemente adottati sono falliti. Dopo 6 trattamenti con HECT, il paziente è al 100% privo di dolore e disagio. (Rapporto: Dr. med. S. Harrendorf, Amburgo)

Paziente di sesso maschile, 62 anni, ipertrofia prostatica e lombalgia. Dopo 5 trattamenti HECT il dolore alla spina dorsale è scomparso, dopo 14 trattamenti con HECT l'ipertrofia è migliorata considerevolmente (niente nicturia). (Relazione: Dr. med. H. Baltin, Aschau am Chiemsee).

Paziente di 54 anni, retinopatia diabetica da 35 anni, diabete mellito di tipo 1, trapianto di rene tre anni prima, polineuropatia, specialmente nelle gambe. Il paziente è stato trattato con gli occhi, le gambe, la milza e il pancreas con HECT. Dopo il primo trattamento era in grado di leggere testi, che in precedenza non era in grado di decifrare. Dopo il 3 ° trattamento, è stata in grado di riconoscere nuovamente i colori, dopo il 4 ° trattamento è in grado di percepire nuovamente le gambe e la funzionalità renale è migliorata in modo significativo, in modo che il giorno successivo a ciascun trattamento non richieda insulina. Dopo nove mesi senza trattamento HECT, la condizione del paziente ha iniziato a deteriorarsi un po', anche se non richiede la dialisi come prima. Ulteriori trattamenti HECT devono essere specificati. (Rapporto: Dr. med. I. Bunke, Burgdorf)

Paziente di sesso maschile, 61 anni, operato al cancro al colon, soffre di rosacea e fino a otto movimenti intestinali al giorno. L'urologo rileva anche un livello di PSA di 6.1. Dopo solo 2 trattamenti con HECT, i movimenti intestinali ridotti a due volte al giorno, dopo 12 trattamenti e il valore di PSA è 2,5 e la rosacea è sparita. Inoltre, un controllo successivo tre mesi dopo non ha prodotto nuove scoperte. (Rapporto: HP D. Rittmeyer, Hannover)



Paziente di sesso femminile, 48 anni, sotto tiroide attiva. Dopo 8 trattamenti con HECT il medico ha potuto dimezzare la prescrizione di preparati ormonali, dopo altri 8 trattamenti, i valori sono di nuovo completamente normali e la terapia ormonale potrebbe essere interrotta. (Rapporto: HP D. Rittmeyer, Hannover)

Paziente di sesso maschile, 61 anni, chirurgia del disco intervertebrale con lesioni a un nervo maggiore, 6 anni di dolore costante alla coscia. Dopo 3 trattamenti di agopuntura e 26 trattamenti HECT, il dolore è migliorato dell'80%. (Rapporto: Dr. med. H. Baltin, Aschau am Chiemsee)

Paziente di sesso femminile, 56 anni, sindrome del dolore miofasciale, scoliosi e chirurgia del menisco sul ginocchio destro, che soffrono di dolore cronico, in particolare quando si è seduti o guidando. La terapia magnetica, la terapia ad onde d'urto, le iniezioni, l'agopuntura, i massaggi e la fisioterapia non forniscono alcun sollievo. Già dopo il primo trattamento con HECT il paziente era indolore (!) Dopo il sesto trattamento non ha più lamentele durante l'esercizio e ha ottenuto sollievo dal dolore permanente. (Rapporto: HP J. Barkhofen, Essen)

Paziente di sesso maschile, 51 anni, dolore da carico non chiaro nel ginocchio destro (percorso negativo, risultati). Dopo 12 trattamenti con HECT, il paziente non presenta ulteriori sintomi duraturi. (Rapporto: HP J. Barkhofen, Essen)

Paziente di sesso femminile, 62 anni, dolore cronico all'addome, risultati negativi. La terapia con agopuntura, omeopatia e bimolecolare non ha dato sollievo. Una diagnosi con Oberon indica una lesione precancerosa nell'intestino tenue. Dopo 6 trattamenti con HECT, il dolore gradualmente diminuito e dopo ulteriori trattamenti è quasi completamente scomparso. (Rapporto: HP J. Barkhofen, Essen)

Paziente di sesso femminile, 21 anni, lesione prenatale / asfissia, parto prematuro con complicanze gravi, emorragia cerebrale rilevabile. Problemi di mobilità permanente, spasticità, disturbi motori, difficoltà di apprendimento. Certamente, la ragazza è stata in terapia per tutta la sua vita (vedi la storia medica completa). Il paziente è stato messo in pratica per la prima volta il 26.04.05 su una sedia a rotelle da sua madre e da allora in poi tutto il corpo compreso il timo e il plesso solare è stato regolarmente trattato con HECT. Dopo il 12 ° trattamento il dolore costante nella colonna vertebrale non si verificava più, i movimenti intestinali erano regolari (in precedenza solo ogni 5-6 giorni), il paziente sentiva per la prima volta una sensazione di calore nelle gambe, le capacità motorie miglioravano e la concentrazione aumentava. Anche questo è stato confermato in modo indipendente dall'insegnante. Il trattamento continua. (Rapporto: HP J. Barkhofen, Essen)

Paziente di sesso femminile, 75 anni, spasticità da ictus a destra su braccio e gamba. Dopo 15 trattamenti con HECT, il paziente può aprire e afferrare di nuovo la mano. Camminare è meno rigido. (Rapporto: Dr. med. H. Baltin, Aschau am Chiemsee)



Paziente di sesso maschile, 65 anni, tinnito molto forte per 19 anni e forte dolore bilaterale alla spalla. Sente costantemente un forte suono di peeping e tutti gli altri metodi di trattamento provati fino ad oggi hanno fallito. Dopo 4 trattamenti con HECT su entrambe le orecchie e le spalle, l'acufene è completamente silenziato, dopo 2 ulteriori sessioni di terapia il dolore alla spalla è scomparso. Il controllo del follow-up ha rivelato che l'acufene non si verifica più nemmeno durante e dopo il viaggio aereo e sia il paziente che il medico sentono che i risultati sono sensazionali! Il fatto che anche il dolore alla spalla sia stato eliminato in modo permanente rende il successo del trattamento con HECT completo. (Rapporto: Dr. med. S. Harrendorf, Amburgo)

Paziente di sesso maschile, 56 anni, in crescita, tumore di 2 cm trasmurale, malformato e tumorale di 2 cm del duodeno con infiltrazione della testa pancreatica. Istochimica immune: gastrina e somastostatina negativa. Il paziente ha avuto problemi per 1 1/2 anni, specialmente dopo aver mangiato. Dopo 5 trattamenti con HECT tutti i sintomi sono scomparsi. Il tumore è stato rimosso chirurgicamente il 22/06/06 e i risultati patologici hanno mostrato che la secrezione era negativa e che l'HECT ha eliminato la produzione di ormoni. (Rapporto: Dr. med. W. Dähmlow, Gaildorf)

Paziente di sesso femminile, 25 anni, cistite ricorrente cronica, tenesmo, associata a crampi e minzione dolorosa. Molteplici trattamenti antibiotici non hanno avuto alcun effetto. Dopo 4 trattamenti con HECT il paziente è privo di sintomi. (Rapporto: HP J. Barkhofen, Essen)

Paziente di sesso femminile, 18 anni, cistite acuta, si verifica circa 6 volte all'anno. I sintomi si manifestano come un bruciore, pienezza nell'addome, urinazione costante e dolore lancinante e lancinante. Il trattamento con un ampio spettro di antibiotici non è stato efficace. Già dopo il primo trattamento con HECT i sintomi sono diminuiti e dopo 8 trattamenti, il paziente è permanentemente privo di sintomi. (Rapporto: HP J. Barkhofen, Essen,)

Paziente di sesso femminile, 84 anni, cistiti ricorrenti da 15 anni. Numerosi trattamenti antibiotici hanno portato solo miglioramenti a breve termine e insufficienti. Dopo 5 trattamenti con HECT i lamenti hanno rallentato dopo altri 5 trattamenti, la cistite si è completamente ridotta. Il paziente non si è sentito così vitale e per molti anni. Un check-up un anno dopo era chiaro. (Rapporto: HP D. Rittmeyer, Hannover)

3. L'HECT in pratica

3.1 Dr. med. Ingunde Bunke, Burgdorf vicino ad Hannover

L'applicazione della terapia di induzione non invasiva produce un EFFETTO TURBO DI GUARIGIONE, specialmente quando il trattamento è combinato con la somministrazione di vitamine e misure di disacidificazione. Questo effetto turbo è chiaramente evidente per il paziente ed è così esilarante per me che la professione medica è tornata a essere divertente! Sappiamo che le cellule degenerate vengono ricaricate elettricamente con HECT. Ciò significa che insieme all'aumento del potenziale della membrana cellulare, anche le diverse funzioni metaboliche della membrana cellulare tornano attive.

Fondamentalmente, questo significa: vitamine, enzimi, minerali, oligoelementi, medicinali e rimedi omeopatici possono essere attivamente "pompati" nelle cellule con HECT e svolgerli lì, mentre gli inquinanti, i rifiuti metabolici e i depositi acidi vengono sempre più trasportati. Pertanto, ha senso somministrare dosi più elevate di vitamine, minerali ed enzimi in particolare in parallelo con la terapia di induzione non invasiva (HECT). Da un lato, le membrane cellulari sono supportate in modo ottimale dagli ingredienti attivi e dall'altro ogni singola cellula viene attivata dai nutrienti.

3.1.1 Applicazioni di HECT nell'area degli occhi e del viso

Ho avuto ottimi risultati con HECT in pazienti affetti dalle seguenti malattie:

Degenerazione maculare secca (Acuity 0.5-1.0, parallela Ortho-Vision, intensità: 70, durata: 10 min)

Degenerazione maculare essudativa (Acuity 0.2-04, Ortho-Vision e OPC paralleli, intensità: 70 per 10 min)

Nevralgia del trigemino acuta

Nevralgia del trigemino e herpes zoster con episclerite ricorrente

Iritis

Distrofia corneale ed edema corneale - anche su trapiantati della cornea!

Ematoma monoculare

Riduzione più rapida del flusso sanguigno nella retinopatia diabetica

3.1.2 Applicazioni di HECT nei disturbi cerebrali

Ho avuto ottimi risultati in:

Dopo il colpo 1 anno prima; dopo il trattamento significativo campo visivo e miglioramento dell'umore

Dopo l'ictus 3 mesi prima; dopo il trattamento miglioramento della paralisi facciale, del braccio e della gamba paralizzati e dell'umore depressivo

Stati d'animo depressivi

Migliore concentrazione, miglioramento dei "mal di testa dei telefoni cellulari"

Miglioramenti nei bambini con "Blocchi matematici"

Aumento significativo e rapido della memoria nella nuova e avanzata malattia di Alzheimer

Ottimi risultati nel morbo di Parkinson. 8 trattamenti hanno comportato passi iniziali significativamente più lunghi e una maggiore resistenza (ad esempio un paziente che in precedenza aveva gestito solo 4 ore di attività fisica aumentate da 10 a 12 ore al giorno ed era persino in grado di recarsi a Parigi per una settimana di visite turistiche)

Sclerosi multipla: le condizioni generali sono migliorate rapidamente qui

3.1.3 Applicazioni di HECT nelle malattie degli organi interni

Finora ottimi risultati con:

Bronchite spastica (marcato miglioramento dopo 3 - 5 trattamenti)

Bronchite acuta (scomparsa dopo 1 - 3 trattamenti)

Suppurazione sinusale acuta (scomparsa dopo 1 - 3 trattamenti)

Cistite acuta

Miglioramento dell'attività dello sfintere della vescica

3.1.4 Applicazioni di HECT nei disturbi muscoloscheletrici

In generale, i risultati molto buoni e molto veloci potrebbero essere registrati qui. Il dolore è alleviato rapidamente; la mobilità è migliorata quasi immediatamente. Come regola generale: con HECT più acuta è la malattia o la ferita più veloce è il processo di guarigione. Se una malattia cronica esiste da molto tempo, il processo di guarigione richiederà più tempo.

L'acidificazione DE parallela del corpo è necessaria per i risultati ottimali. Il paziente deve misurare giornalmente il suo valore pH nell'urina del mattino e mantenere il valore tra 6,5 e 7,0.

Finora ho ottenuto risultati molto buoni e particolarmente rapidi con HECT in:

- Artrite reumatoide delle mani e dei piedi e Dupuytren
- Problemi alla spalla, sindrome della spalla-braccio (qui l'OP potrebbe essere cancellato)
- Infiammazione del ginocchio, acuta e cronica
- Disturbi dell'anca
- Sciatica
- Sindrome cervicale e lombare
- Gobbo raddrizzato!

Con la terapia di induzione non invasiva è di nuovo divertente essere un medico, poiché puoi davvero guarire e non solo curare i sintomi. Dott. Med. Ingunde Bunke

3.2 Il trattamento della paraplegia con HECT

Periodo: da gennaio 2005 a giugno 2006

L'ormai 55enne K. H. * ha riportato un danno irreparabile alla colonna vertebrale nel 2002 a causa di un incidente ed è paralizzato dalle vertebre del collo da 3 a 7.

Durante un mese di permanenza in un centro di riabilitazione, la sua famiglia ha adottato misure di vasta portata per consentire a KH una vita nella famiglia dopo il suo rilascio. Oltre ai numerosi cambiamenti in casa, l'acquisto di ausili terapeutici era assolutamente necessario.

Come tante persone in una situazione simile, la famiglia di KH ha cercato approcci e opportunità terapeutiche promettenti nel campo medico complementare al fine di facilitare la vita del paziente o addirittura di ridurre al minimo la sua disabilità.

Nel gennaio 2005, KH e la famiglia entrarono in contatto con un medico che offrì una terapia di induzione non invasiva e che, tra le altre cose, aveva già trattato con successo il tendine d'Achille strappato del centrocampista tedesco di calcio Christoph Metzelder con HECT.

KH potrebbe rilevare cambiamenti significativi nelle sue condizioni anche dopo la prima sessione di trattamento con HECT. Poteva alzare le braccia, rilassare i muscoli della schiena e riferì che sentiva un piacevole calore nella zona posteriore. Durante le prossime settimane KH è stata trattata a intervalli irregolari e con tempi di trattamento diversi da 10 a 45 minuti. KH ha dimostrato risultati sempre più positivi attraverso i trattamenti con HECT e il produttore ha messo a disposizione un dispositivo in modo permanente.

Dopo alcuni trattamenti, KH poteva ad esempio tenere in mano un rasoio che era stato messo nella mano destra e, per la prima volta dal suo incidente, poteva anche radersi da solo per 20 secondi. Nonostante la sua disabilità, KH sentì la tensione muscolare, che scomparve gradualmente dopo il primo periodo di trattamento con HECT. Le braccia e le mani che prima minacciavano di irrigidirsi completamente erano di nuovo mobili, anche se limitate.

Oggi, quando è su una sedia a rotelle, può mettere le sue braccia automaticamente sulle ruote e le sue mani sono ora così aperte che può allungare la mano in segno di saluto. La famiglia e gli amici hanno visto molte volte come è in grado di prendere in braccio la moglie in modo indipendente! Anche KH viene trattato a letto e fissato in posizione laterale, ma non sente dolore alla spalla come in precedenza.



Parte delle misure terapeutiche di accompagnamento, tra le altre cose è una bicicletta elettrica ("Motomed"), che KH potrebbe operare da solo dopo alcune sessioni di terapia con HECT e ora lo fa per 5 minuti alla volta. Se il poggiatesta della sedia a rotelle viene rimosso in modo che la gamba destra cada sul pavimento, può ripristinarlo di nuovo sul poggiatesta.

La famiglia e gli amici gli hanno costruito un dispositivo che gli consente di "resistere" per un po' di tempo. In precedenza non aveva più forza dopo 3 minuti, ma ora, grazie a HECT, può godersi la vita da questa prospettiva per circa 10 minuti.

Nel frattempo, può portare la sua mano destra sulla fronte e ha sperimentato come risolvere gli spasmi nelle sue mani. Inoltre, la sua percezione sensoriale nell'avambraccio sinistro è diventata molto più forte. Con la mano destra e il braccio destro può eseguire le rotazioni e il piede destro. Inoltre, può allungare completamente la gamba destra ed esercitare sia le ginocchia che i glutei. Ancora e ancora sentì una sensazione di formicolio in tutta la colonna vertebrale e le articolazioni. I suoi muscoli sono diventati più elastici e rilassati.

Dopo più di un anno, KH non può immaginare una vita senza HECT. Il trattamento viene effettuato quasi quotidianamente e non c'è fine in vista dello sviluppo positivo. La terapia, tuttavia, ha non solo influenzato in modo eccellente la sua condizione fisica, ma anche il suo benessere mentale, perché i cambiamenti positivi rafforzano la sua speranza di non essere completamente intrappolato nel suo stesso corpo.

Usando la sua sedia a rotelle elettrica KH può muoversi indipendentemente intorno alla casa e fuori nel terreno e quindi partecipare attivamente alla vita familiare - nel contesto delle possibilità odierne. La terapia di induzione non invasiva ha migliorato le condizioni generali del KH, che in precedenza non era possibile, e KH e la sua famiglia, i suoi amici e i medici curanti sono tutti entusiasti dello sviluppo.

Creata: I. K., nel giugno 2006 Foto: K. H. e sua moglie I. H. nell'autunno 2005

* Il paziente e sua moglie non sono nominati in questa cartella accessibile al pubblico, per consentire loro di avere la privacy nella vita di tutti i giorni. Dopo un accordo preliminare, i professionisti e le persone di altre professioni sanitarie possono stabilire un contatto personale con lui e la sua famiglia per la verifica delle dichiarazioni di cui sopra.



3.3 Rapporti dei pazienti

Effetti a lungo termine di fratture multiple e osteoartrite "Ho 85 anni e sono sempre stato molto atletico, ho sciato e corro macchine, quindi ho avuto molti incidenti durante la mia vita: sette incidenti sciistici - compresa la spalla destra rotta tre volte, la clavicola si è rotta una volta - e più tardi l'osteoartrosi è comparsa nelle articolazioni del ginocchio e dell'anca, che è migliorata temporaneamente con CEFATEC 480 BT. Dopo un incidente sciistico otto anni fa, la spalla destra e la clavicola si sono riparate molto male, diventando progressivamente più doloroso. anni il dolore era insopportabile e inoltre c'era anche un dolore lancinante che mi teneva sveglio la notte, a malapena riuscivo a camminare, sedere o mentire, i farmaci non servivano, quindi ho deciso con pochissima speranza di un trattamento con HECT e oggi Sono grato di aver colto questa opportunità: spalla, schiena, timo, colonna vertebrale ed entrambe le ginocchia sono state trattate tre volte a settimana per 10 minuti ciascuna. All'inizio non mi sentivo molto, tranne che mi sentivo un po' più ergetico dopo ogni trattamento. Ma dopo la seconda sessione di trattamento il dolore insopportabile si è allentato nella mia spalla destra e ho potuto dormire la notte, anche se non subito. Dopo un ulteriore trattamento il dolore lancinante non è tornato e ora ho solo un leggero dolore tirante, ma posso camminare, sedermi e mentire. L'artrosi alle ginocchia e ai fianchi è scomparsa. Sono immensamente felice di poter condurre una vita normale quasi senza dolore e spero che l'HECT sia presto conosciuto e possa aiutare altri pazienti, perché la maggior parte dei medici e dei pazienti non conosce questa meravigliosa terapia. "Sig.ra ES, 85 anni, da Salisburgo, in Austria.

Infiammazione e bruciore al seno "Dopo 30 trattamenti di radiazioni, il mio seno era bruciato e infiammato, era anche duro e aveva la cellulite. Dopo 3 trattamenti HECT con Dr. Harrendorf, ad Amburgo, si è verificato un enorme miglioramento. e il seno è morbido, le ustioni si sono placate ". Ms M. M., 48 anni, di Amburgo, Germania.

Gastrite acuta "Ho sofferto per tre settimane di gastrite acuta e dolorosa con occasionali attacchi di dolore e diarrea che mi hanno limitato molto la vita quotidiana: difficilmente potevo mangiare o dormire e concentrarmi a malapena sul mio lavoro perché mi sentivo stanco ed esausto. Paspertin ha aiutato molto poco, era a breve termine e mi ha reso ancora più stanco e incapace di lavorare di quanto non lo fossi già. Grazie a Dio ho avuto l'opportunità di trattamento HECT. Dopo un solo trattamento di 15 minuti con HECT inizialmente non avevo più dolore Riemersero solo dopo circa 10 ore in una forma significativamente minore, dopo il secondo trattamento il dolore scomparve completamente, la diarrea si fermò e il mio umore fu lentamente risvegliato Dal momento che il terzo trattamento con l'HECT è come se nulla fosse accaduto. in forma ed efficiente e può mangiare e bere quello che voglio di nuovo "Mr WW, 60 anni da Varsavia, Polonia.



Osteoartrosi dell'anca "Ho sofferto di artrosi dell'anca sul lato destro da anni, in qualità di medico esperto ho avuto le conoscenze e i modi per trattare l'osteoartrite, tuttavia, sarebbe venuto il tempo per la necessità di un intervento chirurgico. appena in tempo da un collega che ha lavorato con HECT ed è stato in grado di avere una notte indolore per la prima volta dopo anni dal primo trattamento (con solo il 50% di intensità, a causa del mio dolore non ho sopportato di più)! mi sono comprato un dispositivo HECT, l'OP non era necessario, ora sono libero dal dolore e i miei pazienti sono trattati con successo con HECT ". HP Doris Rittmeyer, 60 anni di Hannover, Germania.

Paraplegia spastica ereditaria "All'età di 42 anni, all'improvviso ho cominciato a inciampare sui miei stessi piedi mentre camminavo e subito dopo la mia capacità di camminare per 400 metri era esausta. Il rischio di lesioni era grande, e sono fortunato a dire che sono Ho solo rotto un dito in molte cadute. Infine mi è stato diagnosticato un disturbo dell'andatura ereditario, spastico cioè la paraplegia spastica ereditaria. La medicina convenzionale non può trattare questa malattia dispreziativa e variante, ma solo fornire al paziente farmaci con gravi effetti collaterali, e quali Non ho dato sollievo e non ho nemmeno ritardato la progressione della malattia, quindi mi sono astenuto dall'assumere l'approccio terapeutico, ho perso il lavoro un anno dopo perché non avevo più alcun movimento normale nelle gambe. il mio braccio destro, che è stato molto doloroso perché la mucosa ossea è stata danneggiata. Il giorno successivo ho avuto il mio primo trattamento con HECT, in cui è stato anche trattato il braccio. In serata, ha fatto male e dopo il secondo trattamento tutti i sintomi in il braccio scomparve completamente. Sono stato trattato con HECT per sei mesi e dopo poche sedute di terapia è stato in grado di camminare per più di tre chilometri e quasi non ho sentito la mia disabilità. E non c'è più alcuna distinzione. In genere mi diverto con le sedute di terapia con HECT, poiché durante il trattamento sento gli spasmi rilasciati e il torpore che passa. Grazie a HECT ora posso condurre una vita quasi senza dolore. Per favore continuate così, ci sono sicuramente molte altre persone che sono molto felici a causa di HECT e che altrimenti non avrebbero avuto alcuna possibilità di diventare sani e di vivere una vita senza sintomi. Ms I. H., 55 anni, Lübbecke, (Foto del paziente dal 12/07/2006)



healthfactories
power therapy engineering



healthfactories

power therapy engineering