

®

STUDIO

PROFESSIONAL
TECHNOLOGIES
FOR BODY

MADE IN ITALY

25
ANNI

25
ANNI



Euroelektrica in occasione del 25° anno di attività presenta in World première la nuova sezione Magic PROFESSIONAL TECHNOLOGIES FOR BODY che va ad affiancare la competenza acquisita da Eurosun per le lampade abbronzanti.

Magic è un'area innovativa dedicata alla bellezza, ai trattamenti antiage e alla *mise en forme* di uomini e donne, in cui le apparecchiature elettroestetiche di ultima generazione, Made in Italy e conformi alle normative legislative vigenti.

Si sposano con protocolli metodologici e prodotti cosmetici a marchio Eurosun pensati per esaltare l'efficacia dei risultati e la personalizzazione dei trattamenti.

EPILAZIONE PROGRESSIVA PERMANENTE

MAGIC LASER 808nm a DIODO della potenza di 600W è stata espressamente pensata e realizzata per effettuare trattamenti di epilazione con un’emissione di luce laser a 808nm che rallenta il processo di crescita del pelo, inibendo la rigenerazione dello stesso. Idoneo a trattare tutti i fototipi e le pelli anche molto abbronzate.

- Indolore
- Veloce (fino a 5 flash in 1 secondo)
- Forte shock termico a esclusivo assorbimento della melanina
- Risultato sin dalle prime sedute



CARATTERISTICHE TECNICHE

Pannello di controllo touch screen LCD - 8" colori
Connessione alla rete 230Volt
Frequenza 50/60 Hz
Potenza 600 W
Lunghezza d’onda 808nm
Densità max 40 J/cm²
Caratteristiche sorgente emissione Da 1 a 12 impulsi multi spot al secondo
Da 1 a 3 impulsi single spot frazionato

Totale barre laser 6
Diametro finestra in uscita 16 x 16 mm→> 2,56 cm²
Diametro del cristallo zaffiro 14 x 13 mm
Durata di ogni singolo impulso Da 100 a 300 ms
Durata del manipolo 10 milioni di spot



EPILAZIONE PROGRESSIVA PERMANENTE

La potenza di MAGIC LASER808 garantisce il forte shock termico a esclusivo assorbimento della melanina che determina i risultati dei trattamenti di epilazione, quindi massima efficacia in assoluta sicurezza. MAGIC LASER808 è una delle possibili soluzioni di depilazione cosmetica per minimizzare i problemi di tipo estetico causati dall’irsutismo. I trattamenti risultano brevi, piacevoli, indolori, il risultato è evidente fin dalle prime sedute.

Il manipolo ad alta efficienza è in grado di effettuare diversi milioni di spot, la gestione non necessita di particolari manutenzioni, unita alla velocità di esecuzione con minor impiego dell’operatore, tutti fattori che abbattano i costi di esercizio.



Carrello bianco con ruote flottanti
Dimensioni totali di ingombro solo carrello L 54cm x P 40cm x H 118cm

EPILAZIONE PROGRESSIVA PERMANENTE

Riduce progressivamente la ricrescita, l’energia luminosa sprigionata dal manipolo si trasforma in energia termica che raggiungendo il bulbo pilifero ne determina la distruzione. Agisce sui peli in fase anagen il trattamento va ripetuto sempre in questa fase, dunque a intervalli di circa un mese. Per ottenere il risultato il numero delle applicazioni varia in base alle diverse risposte dei soggetti trattati.
Dotata di filtri dicroici ad alta protezione e riduttori dell’area di applicazione.

EFFICACE PER:


- Trattamento epilazione progressiva permanente
- Cura inestetismi acneici
- Trattamento della cellulite



CARATTERISTICHE TECNICHE

Pannello di controllo touch screen LCD - 5,7” colori
Connessione alla rete 230Volt
Frequenza 50/60 Hz
Potenza assorbita 80 VA
Area di applicazione (2,6 x 4,7) 12 cmq
Riduttore di applicazione (1 x 4,7 e 1 x 2,6)
Filtri in dotazione 610-650-755 nm
Potenza in Joule 9,8 J/cmq
Lunghezza d’onda di emissione (estetica) 610/1100 nm
Sistema di raffreddamento Aria forzata nel manipolo
Dimensioni totali di ingombro senza carrello cm L. 50 x P. 42 x H 25

Manipolo in resina poliuretana intercambiabile
Completo di manuale di istruzioni in italiano, protocollo di uso.



EPILAZIONE PROGRESSIVA PERMANENTE

USO ESTETICO

Filtro epilazione 610/1100 nm
Filtro acne 650/1100 nm
Filtro fotodinamica (applicazioni su cellulite) 755/1100 nm

USO ESCLUSIVAMENTE MEDICO

Filtro fotoringiovanimento e vascolare 550 nm non in dotazione
Filtro couperose 550 nm non in dotazione

DOTAZIONI ACCESSORIE

Carrello bianco 3 ripiani con ruote flottanti
Dimensioni totali di ingombro solo carrello L 54cm x P 40cm x H 86cm



magic **RFE**
RADIOFREQUENZA E ELETTROPORAZIONE

DUE APPARECCHIATURE IN UNA: VEICOLAZIONE PRINCIPII ATTIVI E RASSODAMENTO DEL TESSUTO

Dispositivo per trattamenti di radiofrequenza capacitiva monopolare unito al l’elettroveicolazione transdermica di principi attivi.

EFFICACE PER:

- Penetrazione profonda, rapida e selettiva di sostanze solubili con elevato peso molecolare (acido ialuronico, eleastina, collagene etc,)
- Pelle idratata e distesa
- Rughe e solchi meno profondi
- Cellulite fibrosa
- Ipotonie cutanee
- Riduzione profondità delle rughe
- Aumento dell’ossigenazione del tessuto.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Pannello di controllo touch screen LCD - 5,7” colori
Connessione alla rete 230Volt
Frequenza 50/60 Hz
Potenza assorbita 130 VA
Potenza di uscita capacitiva estetica 50W max
Caratt. di uscita frequenza 457KHz
Caratt. di uscita generatore impulsi media frequenza
I out= 1,5 mA/cm² a 2,5 KHz
Carico 500ohm
V max= 130V a 2,5 KHz

Assortimento manipoli elettroporazione per trattamenti viso e corpo
Assortimento dischi intercambiabili per trattamenti viso e corpo di radiofrequenza



magic **RFBM**
RADIOFREQUENZA BIPOLARE E MONOPOLARE

RASSODAMENTO DEL TESSUTO VISO E CORPO

Dispositivo per trattamenti di radiofrequenza capacitiva monopolare e bipolare.


EFFICACE PER:

- Cellulite fibrosa
- Ipotonie cutanee
- Riduzione profondità delle rughe
- Aumento dell’ossigenazione del tessuto.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Pannello di controllo touch screen LCD - 5,7” colori
Connessione alla rete 230Volt
Frequenza 50/60 Hz
Potenza assorbita 130 VA
Potenza di uscita capacitiva estetica 50W max
Caratt. di uscita frequenza 457KHz



DISPOSITIVO A CORRENTI INTERFERENZIALI, TONIFICAZIONE MICRO MUSCOLI DELLA PELLE

EFFICACE PER:

- Peeling meccanico con testine diamantate
- Vacuum viso
- Rassodamento muscolare viso, seno, pettorale, interno braccia e piccole zone del corpo
- Effetto lifting, rughe spianate, risollevaramento, del contorno viso, ringiovanimento collo e décolleté
- Tonificazione e ringiovanimento mani
- Veicolazione pricipi attivi con elettroporazione.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Pannello di controllo touch screen LCD - 5,7" colori
Connessione alla rete 230Volt
Frequenza 50/60 Hz
Potenza assorbita 20 VA
Potenza di uscita capacitiva estetica 5W max
Caratt. di uscita generatore impulsi media frequenza
I out= 1,5 mA/cm² a 2,5 KHz
Carico 500ohm
V max= 130V a 2,5 KHz

Assortimento manipoli elettroporazione per trattamenti viso e corpo

Assortimento dischi intercambiabili per trattamenti viso e corpo di radiofrequenza



TRATTAMENTO TERMOLOCALIZZATO PER LO SNELLIMENTO DELLA SILHOUETTE

EFFICACE PER:

- Raggiungimento della silhouette ideale
- Migliorare la tonicità e l’elasticità della pelle



CARATTERISTICHE TECNICHE

Pannello di controllo display - 5,7" colori
Connessione alla rete 230Volt
Frequenza 50/60 Hz
Potenza assorbita 420 VA
Potenza di uscita 5 canali indipendenti 90W max
Temperatura 48° max

RIMODELLAMENTO E RIDUZIONE LOCALIZZATA

Trattamento che associa in un'unica placca i potere snellente degli ultrasuoni al raffreddamento dei tessuti (aumenta il metabolismo localizzato dovuto al freddo) permettendo di ottenere risultati evidenti sin dalla prima seduta.


EFFICACE PER:

- Snellimento localizzato
- disgregazione cellule adipose
- Levigazione della pelle e miglioramento dell'ossigenazione dei tessuti
- Riduzione dell'effetto "buccia d'arancia"



CARATTERISTICHE TECNICHE

Pannello di controllo touch screen LCD - 5,7" colori
Connessione alla rete 230Volt
Frequenza 50/60 Hz
Potenza assorbita 200 VA
Potenza di uscita Ultrasuono F=1 MHz
Pmax =1,5w/cm²
Sistema di raffreddamento A cella di peltier



DISPOSITIVO PROFESSIONALE PER PRESSOTERAPIA

EFFICACE PER:

- Miglioramento del flusso della circolazione venosa e linfatica
- Linfodrenaggio
- Stimolazione della circolazione linfatica e della depurazione dell'organismo



CARATTERISTICHE TECNICHE

Pannello di controllo touch screen a colori 12 programmi
Connessione alla rete 230Volt
Frequenza 50/60 Hz
Potenza assorbita 110 VA
Settori 8 indipendenti
Pressione 200 mbar

Dotata di gambali, piedi, ventriera, pressore inguinale

magic **ULV90**
MASSAGGIO ENDODERMICO E ULTRASUONO

DUE APPARECCHIATURE IN UNA: SNELLIMENTO LOCALIZZATO, RIMODELLAMENTO E TONIFICAZIONE MUSCOLARE

Apparato ad ultrasuono con frequenza continua e modulata, recente ed innovativa tecnologia per la riduzione delle adiposità localizzate. Una tecnica efficace non invasiva né indolore, che permette di eliminare l’adipe in sicurezza attraverso un naturale processo fisiologico. Il continuo e ripetuto passaggio degli speciali manipoli permette di colpire solo gli accumuli di grasso della zona trattata. Già dal primo trattamento si evidenzia una perdita di volume consistente. Tutto questo unito a un dispositivo che applica livelli di depressione graduati e controllati sul corpo.

EFFICACE PER:

- Levigazione della pelle e miglioramento dell’ossigenazione dei tessuti trattati
- Ristrutturazione della pelle
- Irrorazione del tessuto cutaneo
- Aggressione del pannicolo adiposo localizzato
- Drenaggio dei tessuti
- Riduzione dell’effetto “buccia d’arancia”

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pannello di controllo touch screen LCD - 5,7” colori
Connessione alla rete 230Volt
Frequenza 50/60 Hz
Potenza assorbita 90 VA
Livello di vuoto 500 mbar
Caratt. di uscita Ultrasuono F=1Mhz
P. max 1 W/cmq (pulsato)
1,5 W/cmq (continuo)



magic **OXYGEN INFUSION**
DISPOSITIVO A PROPULSIONE DI OSSIGENO

DISPOSITIVO A PROPULSIONE DI OSSIGENO CHE FAVORISCE LA MICROCIRCOLAZIONE ED IL METABOLISMO CUTANEO

La propulsione di ossigeno trasferisce ossigeno puro a pressione dosata e controllata negli spazi intercellulari. La totale assenza di effetti collaterali, dolore e traumi la rende una tecnologia completamente priva di controindicazioni ed adatta a qualsiasi età. Il concentratore di ossigeno è un dispositivo utilizzato per fornire ossigeno-terapia a concentrazioni considerevolmente superiori di quelle a disposizione nell’ambiente.

EFFICACE PER:

- Trasferimento di principi attivi
- Riduzione invecchiamento cutaneo
- Riempimento delle rughe
- Idratazione e rivitalizzazione della pelle
- Riduzione delle lassità
- Riduzione della cellulite localizzata



CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione elettrica 230V - 50Hz / 115V - 60Hz / 230V-60Hz
Potenza media 350W
Filtri Anti-polvere, batteriologico < 2.0 µm
Raffreddamento compressore con ventilatore integrato
Valori di flusso proposti 0 - 5l/min

Accessori aerografo

FORTE AZIONE ENERGETICA A LIVELLO CELLULARE, GRANA CUTANEA PIÙ FINE E COMPATTA, IDRATAZIONE E COLORITO PIÙ OMOGENEI.

È un trattamento composto da una fase iniziale preparatoria con una soluzione alcalina e un neutralizzatore acido che riescono a saturare i legami che tengono unite le cellule dello strato corneo provocando un intenso e rapido ricambio dello strato corneo più esterno, Stimolando anche lo sviluppo degli strati più interni. La fase centrale consiste nell'applicazione di una maschera patch con acido ialuronico, Peptidi, acido fitico e acido citrico che apportano idratazione, ossigenazione ristrutturando l'apparato cutaneo. Nella fase finale si vaporizza una schiuma attiva che contiene acido alfa lipotico, acido ialuronico, dmae, vitamina e, retinolo, ceramidi, ossigeno nascente e aminoacidi dalla forte Azione antiossidante ed energetica a livello cellulare assieme ad una fiala composta da Ossigeno nascente e vitamine A e vitamine E.

EFFICACE PER:

- Forte azione energetica a livello cellulare
- Grana cutanea più fine e compatta
- Idratazione e colorito più omogenei



PRINCIPI ATTIVI

Preparatore: Ph 7;
Neutralizzatore: Ph 3;
Maschera Patch: Acido Ialuronico, Acido Fitico, Amino Peptidi, Acido Citrico;
Schiuma: Acido Alfa Lipoico , Acido Ialuronico, Dmae, Vitamina E, Retinolo, Ceramide 3 Ossigeno nascente, Lisina, Prolina;
Fiala: Ossigeno nascente arricchito di Vitamina A e Vitamina E;



È un kit contenente 4 trattamenti indicato nei cambiamenti di stagione su pelli dal colorito spento. Comprende un peeling chimico iniziale veloce, una maschera patch, una schiuma e una fiala finale.

PRINCIPI ATTIVI:

Preparatore: Ph 7;
Neutralizzatore: Ph 3;
Maschera Patch: Acido Ialuronico, Acido Fitico, Amino Peptidi, Acido Citrico;
Schiuma: Acido Alfa Lipoico , Acido Ialuronico, Dmae, Vitamina E, Retinolo, Ceramide 3 Ossigeno nascente, Lisina, Prolina;
Fiala: Ossigeno nascente arricchito di Vitamina A e Vitamina E;

CONSIGLI D'USO:

è un trattamento da eseguire 1 volta la settimana per 4 settimane, ciclicamente ai cambiamenti di stagione per stimolare e rinnovare l'epidermide. Si consigliano più cicli di trattamento annui, con preferenza nel periodo autunnale e primaverile.

RISULTATI:

Forte azione energetica a livello cellulare, grana cutanea più fine e compatta, idratazione e colorito più omogenei.





TECNOLOGIE PROFESSIONALI PER L'ESTETICA MADE IN ITALY

Solarium • Estetica

Cosmetici solari • Trattamenti cosmetici estetica

Cosmetici estetica da rivendita • Abbronzatura spray

Macchina per il dimagrimento • Sbiancamento dentale



Viale Treviso, 23/b - 30026 Portogruaro VENEZIA (ITALY) - T +39 (0)421 73383 F +39 (0)421 74167 info@eurosun.it www.eurosun.it

